

GREEN&CLEAN M2

Modo de empleo



1. Accionar dos veces la bomba dosificadora (= 6 ml de concentrado)



2. Llenar el recipiente con agua hasta la marca (= 600 ml solución al 1%)



3. Colocar la cánula pequeña en el orificio marcado con 1 hasta que se aspire aire (200 ml)



4. Colocar la cánula grande en el orificio marcado con 2 hasta que se aspire aire (200 ml)



5. Vaciar el líquido restante en la taza de la escupidera (200 ml)



6. Esperar el tiempo de actuación y luego enjuagar (60 min para HBV/HIV/HCV, tuberculocida)

Concentrado dual antiespumante activo para la desinfección y desodorización de sistemas de aspiración y separadores de amalgama

Particularidades sistema dual (rojo/verde) contra resistencia bacterial bactericida, tuberculocida, fungicida (C. albicans), VHB/VIH/VHC de alta concentración y fácil de dosificar excelente poder disolvente de proteínas y desodorizante antiespumante activo comprobado según normas EN y directivas VAH

Indicaciones de uso 2 veces al día (a mediodía y por la tarde) y tras toda intervención quirúrgica enjuagar el sistema con agua fría tras cada tratamiento cambiar el color tras aprox. 83 aplicaciones (1 botella) llevar guantes de protección en la desinfección mantener exactamente la dosificación y el tiempo de actuación la solución preparada está prevista para su uso inmediato Observe las indicaciones del fabricante!

Rellenado y uso del dosificador



Sacar el dosificador de la carcasa y retirar el cabezal de la bomba (girando en el sentido contrario a las agujas del reloj)



Llenar el recipiente con nuevo GREEN&CLEAN M2 (500 ml)



Volver a enroscar el cabezal de la bomba en el recipiente (girando en el sentido de las agujas del reloj) y ponerlo en la carcasa

