

Información de producto

FD 360 limpieza y mantenimiento del cuero



FD 360 - breve descripción

- Líquido limpiador para la limpieza en profundidad y el cuidado de las superficies de cuero artificial.
- Efecto limpiador intenso: elimina las manchas de todo tipo, los bordes y las decoloraciones.
- Extraordinaria compatibilidad con los materiales – adecuado para todas las tapicerías de cuero artificial.
- Aerosol respetuoso con el medio ambiente, libre de propelentes.
- Juego con pulverizador de 500 ml, 9 esponjas especiales y 1 paño especial.

Propiedades

FD 360 del sistema Dürr Higiene limpia y cuida las tapicerías de cuero artificial, contribuyendo sensiblemente a la conservación de los sillones dentales y de otras tapicerías de cuero artificial. La utilización simultánea del FD 360 y el paño especial limpia y cuida las superficies de cuero artificial. Con la esponja especial pueden eliminarse de forma rápida y profunda incluso las suciedades, manchas o decoloraciones difíciles, p. ej., las causadas por tintes textiles no fijados. FD 360 cuida y limpia de forma intensiva y sin dejar residuos, dejando un acabado brillante y sedoso.

Composición del producto

FD 360 actúa sobre la base de una mezcla de agentes tensioactivos especiales, compuestos de silicona y acondicionadores basados en aceite de aguacate.

Aplicación

Utilizar el líquido limpiador FD 360 sin diluir. Pulverizar FD 360 sobre las superficies a limpiar y pasar inmediatamente el paño especial, o bien frotar el producto con la esponja especial si desea una limpieza intensiva. Así se consigue una limpieza aún más en profundidad y a fondo. Combinando FD 360 con su esponja especial pueden eliminarse las manchas más incrustadas y las decoloraciones de las tapicerías. A continuación, elimine el líquido FD 360 sobrante con un trapo seco. Si es necesario, utilice FD 360 a diario.

Impacto ambiental

El embalaje, de polietileno y polipropileno, se puede destinar a la producción de energía o reciclarse. Para el reciclaje, enjuague la botella con agua.

Para más información, consulte la ficha de datos de seguridad.

Datos físicos

Aspecto: líquido blanco lechoso

Densidad: $D = 0,99 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$ (20 °C)

pH: $3,6 \pm 0,5$

Información de producto

FD 360 limpieza y mantenimiento del cuero

Vida útil

3 años

Presentación

Juego con pulverizador de 500 ml, 9 esponjas especiales y 1 paño especial en una caja.

Almacenamiento

Almacenar el producto entre 5 °C y como máx. temperatura ambiente.

Advertencias generales

FD 360 se puede utilizar sin problemas en todas las superficies de cuero artificial. En otros tipos de superficies como p. ej. piel se debe comprobar la compatibilidad con el material aplicándolo en una superficie que no se vea. Siga las instrucciones del fabricante sobre el sillón dental. Las esponjas especiales no se deben utilizar sobre el cuero. No mezclar FD 360 con otros productos. Se pueden producir cambios en el color y olor del producto, especialmente cuando se almacena expuesto a la luz solar. No obstante, estos cambios de color y olor no influyen sobre la capacidad limpieza del producto. Para uso exclusivo por parte de personal especializado. Todos los incidentes graves relacionados con el producto se notificarán sin demora al fabricante y a la autoridad competente de su estado miembro.

Advertencias de seguridad

FD 360 se ha clasificado según el reglamento CLP y no está sujeto a la obligación de etiquetado.



Distribuido por

Dürr Dental SE
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com

Fabricante

orochemie GmbH + Co. KG
Max-Planck-Straße 27
70806 Kornwestheim
Germany
www.orochemie.de
info@orochemie.de