



I 08 80 162 31 04

Plastalgin

de - Alginat für
Präzisionsabdrücke

STAUBFREI
NORMALABBINDEND

MISCHUNGSVERHÄLTNISSE
Immer auf folgendes Verhältnis achten : 1 voller
Dosier-Löffel Pulver zu 1/2 Dosis Wasser.
Um das Pulver abzumessen, den Messbecher mit
überschuss füllen, niemals zusammen drücken, und
mit dem Spatel glattstreichen. Pulver und Wasser
werden 45 Sekunden zusammen angemischt.

Nur für den zahnärztlichen Gebrauch
Kühl und trocken aufbewahren

Inhalt: 454 g



Plastalgin

en - Alginate for accurate
impression taking

DUSTFREE
NORMAL SETTING

MIX RATIO
Always keep to the proportion of one measure of
powder to a half-measure of water.
To measure the powder, fill a measure full and level
it without compressing, using a spatula. Mix the
powder and water for 45 seconds.

For professional dental use only
Keep in a cool and dry place

Contents: 454 g



Plastalgin

fr - Alginate pour
empreintes de précision

SANS POUSSIÈRE
PRISE NORMALE

PROPORTIONS DE MÉLANGE
Respecter toujours la proportion de 1 mesure de
poudre pour une demi-mesure d'eau.
Pour mesurer la poudre, remplir la cuillère-doseuse
et raser avec la spatule, sans tasser. Mélanger
poudre et eau pendant 45 secondes.

Réservé à l'usage professionnel en médecine
bucco-dentaire
A conserver dans un endroit frais et sec

Contenu : 454 g



Plastalgin

it - Alginato per impronte
di precisione

NON POLVEROSO
PRESA NORMALE

PROPORZIONI D'IMPASTO
Rispettare sempre la proporzione di una dose di
polvere e mezza di acqua.
Per dosare la polvere, riempire il cucchiaino dosatore e
rasarlo con una spatola senza pressare. Dopo aver
aggiunto l'acqua, secondo le dosi, spatolare per
almeno 45 secondi.

Riservato all'uso professionale in odontoiatria
Conservare in luogo fresco e asciutto

Contenuto: 454 g



Plastalgin

es - Alginato para
impresiones de precisión

SIN POLVO
FRAGUADO NORMAL

PROPORCIÓN AGUA - POLVO
Es aconsejable respetar siempre la proporción de
una dosis de polvo con una semimedida de agua.
Para medir el polvo, llenar una cuchara-dosis de
polvo colmadamente y enrasar con la espátula sin
comprimir. Amasar durante 45 segundos.

Producto reservado al uso profesional en
medicina dental
Consérvese en lugar fresco y seco

Contenido: 454 g



septodont

septodont

septodont

septodont

septodont

REF 294S

30°C



SEPTODONT
58, rue du Pont de Créteil
94107 Saint-Maur-des-Fossés
Cedex - France



(CE) : 1995-10
REV : 2021-09

Fabriqué en Inde/ Made in India/ Hergestellt in Indien/
Fabricado en India/ Fabbricato in India