



SL13

SELLADORA



EXPERIENCE AND INNOVATION
SINCE 1948



SELLADORA SL13

SL13 es la selladora térmica que se introduce como complemento natural a la gama de esterilizadores a vapor. Es un dispositivo de **diseño elegante** y con **dimensiones reducidas** que combina **facilidad de uso y una elevada fiabilidad**, incluso en caso de uso intenso. **SL13** representa por lo tanto una opción interesante para todos los usuarios que necesiten equipos profesionales con una **excelente relación calidad/precio/prestaciones**.

GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA ESTERILIZACIÓN

SL13 es una **selladora térmica con control electrónico**, con banda de sellado de 12 mm, adecuado para soportar los procesos de esterilización de los modernos autoclaves dotados de **prevacío fraccionado** y garantizar la esterilidad de las bolsas.

PRESTACIONES ELEVADAS Y CONSTANTES

Gracias a la **regulación automática de la temperatura**, se obtiene un control eficaz del calentamiento en la zona de soldadura, asegurando la **elevada calidad de las prestaciones**. Además, el **SL13** dispone de un **sistema de protección de sobrecalentamiento** y de stand-by automático para obtener un **ahorro de energía**.

DISEÑO ERGONÓMICO Y FUNCIONAL

La **estructura resistente** de plástico y aluminio y la **forma ergonómica y esencial**, permiten mantener un elevado nivel de higiene, de peso y de dimensiones reducidas, así como una **excelente estabilidad** durante el uso. Todo ello con el objetivo de ofrecer un producto adecuado a las necesidades cotidianas del sector médico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS *

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN - FRECUENCIA DE RED	220/240 Vac - 50/60 Hz
POTENCIA NOMINAL	150 W
DIMENSIONES EXTERNAS (SIN ROLLO)	474 x 374 x 200 mm (LxHxP)
PESO	4 Kg
TIPO DE SOLDADURA	De ciclo continuo y temperatura constante
TEMPERATURA NOMINAL DE FUNCIONAMIENTO DE LA RESISTENCIA	180°
ALTURA DE LA BANDA DE SOLDADURA	12 mm
ANCHURA MÁXIMA DE SOLDADURA	300 mm
MATERIAL QUE PUEDE SELLARSE (CONFORME A LAS NORMAS EN)	Laminados de papel/polipropileno
DIÁMETRO MÁXIMO DEL ROLLO	200 mm

Normas aplicadas: 2014/30/EC - 2014/35/EC - Normas de referencia: EN 61010-1, EN 61326-1. Garantía 24 meses.

*Los datos técnicos indicados representan valores típicos sujetos a tolerancia.



Dispositivo Médico
conforme a la
directiva 93/42/CEE



EXPERIENCE AND INNOVATION
SINCE 1948

FARO S.p.A.

Via Faro, 15 - 20876 Ornago (MB)
Italy
Tel. +39 039.68781
www.faro.it
export@faro.it

FARO FRANCE

Avenue de l'Europe - 71 210 ECUISSES
France
Tel. +33 385.779680
www.farofrance.com
farofrance@farofrance.com

FARO DEUTSCHLAND GMBH

Gewerbepark Heideckhof Heideckstr. 179
D-47805 Krefeld - Germany
Tel. +49 2151.936921
www.farodeutschland.de
info@farodeutschland.de

INFO LINE:

