



Micro Smart

Referencia: 1035050

Sistema de aspiración progresiva, que se autoadapta a las necesidades del caudal de trabajo en cada momento, aumentando o disminuyendo la velocidad y por lo tanto la potencia de aspiración y los consu

Sistema de Aspiración progresiva 1/3 Equipos

Aspiración progresiva, de 1 a 3 equipos, ahorro consumo, menor desgaste de motor

Motor monofásico 220V 50/60Hz
Potencia rendida: 1.12 kW - 6.3 A
Caudal máximo: 950 l/min
Presión máxima en servicio continuo: 210 mbar
Frecuencia máxima 120 Hz
Nivel sonoro (de 60Hz a 120Hz): de 64 a 71 dB(A)
Dimensiones: L=370mm; P=340mm; H=590mm

Clasificación:

ASPIRACIONES ANILLO HUMEDO

Garantía:

12 MESES

