

Fissurit® · Fissurit® F · Fissurit® FX

EL COMPROBADO SISTEMA DE SELLADO DE FISURAS

Fissurit® · Fissurit® F · Fissurit® FX

PARA CADA FISURA EL MATERIAL APROPIADO

La familia Fissurit®

Aún con una buena higiene bucal no se puede impedir la caries de fisuras. Las fisuras oclusales en fosas y surcos en niños y jóvenes son los más importantes sitios de para la formación de caries. El principal motivo para la acumulación en esta región es la morfología de las fisuras y la resultante imposibilidad de limpieza mecánica con el cepillo de dientes.

El sellado de fisuras se utiliza existosamente desde hace muchos años como un pilar de la profilaxis. Con los diferentes productos de Fissurit VOCO le ofrece al dentista materiales que son utilizados existosamente desde hace años por muchos dentistas para cada indicación individual.

Fissurit®

Fissurit es un material transparente para el sellado de fisuras que está disponible en frascos. La transparencia del material permite controlar el fondo de la fisura sellada.


Fissurit® F

Fissurit F es un material blanco para el sellado de fisuras. Está disponible tanto como líquido en frascos así como también en la jeringa NDT® de VOCO. NDT® quiere decir Non-Dripping-Technology. Con la jeringa NDT® se pueden emplear materiales de alta fluidez, como p. ej. Fissurit F, en una jeringa sin goteo ni derrame; de modo que su trabajo es facilitado considerablemente.

Un derrame de la jeringa, pérdida de material y “fisuras sobrellenadas” pertenecen al pasado con la jeringa Fissurit F que no gotea. Adicionalmente contiene Fissurit F flúor para la inhibición de la formación de caries. El material blanco permite buen control visual especialmente de la integridad marginal.

Fissurit® FX

Fissurit FX es un sellador de fisuras con alto porcentaje de relleno que también consigue a largo plazo un sellado de fisuras ampliado. Fissurit FX sigue, con un 55 % en peso, a Grandio Seal como sellado de fisuras con el más alto relleno de su clase. Fissurit FX contiene además flúor que inhibe la formación de caries. Fissurit FX también es blanco para garantizar especialmente un buen control visual en los márgenes de las fisuras.



Fuente: Biedermann H., Waurick M., Skölziger R., Dtsch Zahnärztl Z 52 (1997)9 S. 600-603

El éxito de Fissurit® se basa en diversos factores:

- Fissurit, Fissurit F y Fissurit FX son materiales monocomponentes fotopolimerizables que ahorran tiempo y material.
- La baja viscosidad de los productos Fissurit garantizan que el material penetre al fondo de la fisura, que la rellene y que la selle impermeablemente.
- Por la matriz de polímeros equilibrada, todos los materiales selladores de Fissurit son especialmente resistentes a la abrasión.
- Con las cánulas extrafinas de Fissurit F y Fissurit FX que están incluidas en cada sistema, el material para el sellado de las fisuras se puede aplicar en forma higiénica, rápida, simple y directamente en la fisura acondicionada previamente.



Fissurit® · Fissurit® F · Fissurit® FX

EL MATERIAL COMPROBADO PARA SELLADOS DURADEROS

Material de buenas propiedades – confirmado por institutos independientes

Los materiales para el sellado de fisuras de VOCO son investigados y evaluados regularmente de diferentes institutos independientes. Estas investigaciones confirman la calidad y la larga duración de los materiales en el sellado de fisuras.

En el marco de una investigación in-vivo en la Universidad de Ankara / Turquía se investigaron Fissurit F y Dyract Seal en comparación con la tasa de retención. Los resultados muestran que Fissurit F está más tiempo en la fisura que Dyract Seal – sin fijaciones adhesivas. En una investigación de la Universidad de Zagreb / Croacia se investigaron Fissurit FX y Helioclear Chroma en cuanto a la duración en la fisura. Fissurit FX mostró aquí la más alta tasa de retención y permaneció mucho más tiempo en forma completa en la fisura.



Universidad de Ankara / Turquía; investigación de dos materiales para el sellado de fisuras referente a su tasa de retención sin el uso de un adhesivo: Fissurit F muestra unas tasas de retención excelentes, independientemente del grado de la maduración del esmalte de los dientes tratados.

Fuente: N. Yakut, H. Sönmez, J. Clin. Pediatr. Dent. 2006, 30, 215-218

Universidad de Zagreb / Croacia; investigación de diferentes materiales en un estudio clínico de 1 año referente a la tasa de retención:

De los selladores de fisura investigados mostró Fissurit FX la más alta tasa de retención; no se observaron caries en los dientes que fueron tratados con Fissurit FX.

Fuente: W. Dukic, O. Lulic Dukic, S. Milardovic, Z. Vindakijevic, Coll. Antropol. 2007, 4, 1019-1024

La aplicación de Fissurit®



*Helioclear Chroma, Teethmate F1, Helioclear F y Dyract Seal no son marcas registradas de la casa VOCO GmbH.

Fissurit® · Fissurit® F · Fissurit® FX

LAS INDICACIONES Y VENTAJAS EN UN VISTAZO

Fissurit® FX



Indicaciones

Sellado de fisuras y superficies oclusales por profilaxis de caries
 Sellado de fisuras ampliadas
 Restauración de cavidades pequeñas

Sus ventajas

- Relleno cerámico del 55 % en peso para una excelente estabilidad a la abrasión
- Aplicación rápida y simple desde la jeringa de aplicación directa con cánula de metal flexible
- Óptimas propiedades de flujo
- Alta estabilidad y buena adhesión al esmalte dental
- Liberación de flúor continua
- En blanco para el control de visibilidad

Presentaciones

Fissurit® FX

REF 1181 Jeringa 2 x 2,5 grs.,
 cánula de aplicación
 tipo 40

Fissurit® F



Indicaciones

Sellado de fisuras y áreas oclusales para la profilaxis de caries
 Revestimiento de superficies de esmalte dañadas
 Sellado de restauraciones de plástico o cementos (protección contra la humedad)
 Restauración de lesiones cariadas pequeñas
 Reparación de defectos pequeños en restauraciones plásticas y de amalgama

Sus ventajas

- Aplicación rápida y simple desde la nueva jeringa NDT®
- En blanco para el control visual
- Flujo excelente por la baja viscosidad
- Alta estabilidad y buena adhesión sobre el esmalte dental
- Continua liberación de flúor

Fissurit® F

REF 1180 Frasco 2 x 3 ml
 REF 1292 Jeringa 2 x 2 grs., cánula
 de aplicación tipo 40
 REF 1293 Set jeringa 5 x 2 grs.,
 Vococid gel jeringa 5 ml,
 Vococid líquido frasco
 2 x 3 ml, accesorios

Fissurit®



Sus ventajas

- Transparente
- Alta estabilidad y buena adhesión al esmalte dental
- Comprobado clínicamente desde hace años
- Permite el control de actividad de caries por debajo del sellado

Fissurit®

REF 1082 Frasco 2 x 3 ml

VOCO GmbH
 Anton-Flettner-Str. 1-3
 27472 Cuxhaven
 Alemania
 Tel.: +49 (0) 4721-719-0
 Fax: +49 (0) 4721-719-140
 info@voco.com
 www.voco.es

Distribuidor: