

# BOX PULIDO

Ref. 09060007



# BOX PULIDO

Con este **box de pulido** podrá efectuar un pulido limpio y controlado en su laboratorio dental. Contiene dos pantallas protectoras que permiten trabajar cómodamente y con total seguridad. Cuenta con dos fuentes de luz LED y tres interruptores de seguridad.

Está fabricado con materiales de alta calidad (aluminio y pintura epoxi) con un alcance de 3000rpm. Los extremos de forma cónica permiten visualizar al completo el campo de trabajo. Cuenta también con cuatro ventosas que se adhieren al soporte en el que ésta se encuentre, proporcionando una mayor estabilidad.

## CARACTERÍSTICAS:

<b>Consumo aproximado</b>	300W
<b>Voltaje</b>	220V/50Hz $\pm$ 10% 110V/60Hz $\pm$ 10%
<b>Velocidades</b>	1500/3000rpm
<b>Peso</b>	40 kg
<b>Medidas</b>	66x43x42 cm
<b>Tensión</b>	220W/50Hz
<b>Presión máxima</b>	17 KPa
<b>Cantidad de flujo de aire</b>	70 m/h
<b>Máximo de vacío</b>	-9,8 KPa
<b>Intensidad del ruido</b>	-60dB
<b>Dimensiones</b>	35x20x26 cm
<b>Peso</b>	10,10 kg
<b>Diámetro del tubo de aspiración</b>	40mm
<b>Longitud del tubo de aspiración</b>	140cm

