

# SCALER MIDWEST CAVITOR ONE

Ref. 09070077



**BADER**<sup>®</sup>

Parque Empresarial Porto do Molle  
Rúa da Madanela, Nave 3D · 36350 · Nigrán (Pontevedra) Spain  
www.bader.es · info@bader.es · +34 986 190 307

# SCALER MIDWEST CAVITOR ONE

Ideal para realizar una eliminación total del sarro dental.

## CARACTERÍSTICAS

- Eliminación eficiente, segura y fácil de cálculos dentales.
- La máxima temperatura de esterilización es de 135°C. Autoclavable hasta 121°C durante 20 min, o hasta 132°C durante 15 min.
- Se suministra con 3 insertos (G1, G2, G4) para la eficaz eliminación del sarro dental.
- Su estilizado diseño y la comodidad de sujeción reducen el cansancio del usuario.
- El spray de refrigeración proporciona a la superficie una temperatura pareja y constante.
- Conexión Midwest 4 agujeros.
- Con llave de conexión de puntas.
- Presión de funcionamiento (bar) 2,5-0,3.
- Presión de agua (bar) 0,7-2
- Cantidad de refrigerante ISO 15606 (ml/min) 30-60.
- Cantidad de refrigerante mínima permitida (ml/min) 30.
- Consumo de aire (nl/min) 34.
- Frecuencia de oscilación (kHz) 6.
- Amplitud de oscilación ISO 15606 (um) <20.

## MANTENIMIENTO

Es necesario lubricar después de cada jornada de trabajo. Para destapar los pasos de agua: inyecte agua con la jeringa por el circuito de agua.

