


Unidad Dental Flex Up

Equipamiento para Clínica Dental

¡OFERTA!

11.599€

13.027€



AUTOCLAVE 18L

FILTRO SEPARADOR
DE AMALGAMA

COMPRESOR 35L

ASPIRACIÓN
UNIT 300

DESTILADOR
DE AGUA



EL EQUIPO DENTAL ADEMÁS INCLUYE:

- Panel de control con cinco alojamientos de serie y tres niveles de programación.
 - Scaler ultrasonidos electrónico con luz LED.
 - Micromotor de inducción con luz LED.
 - Jeringa triple (aire, agua, spray) en las dos bandejas.
- La bandeja auxiliar contiene cuatro mangueras y lámpara de polimerización LED.
 - Escupidera orientable y desmontable de cristal o cerámica.
 - Sistema electromecánico tipo Linak®.
 - Reposacabezas con doble articulación.
 - Lámpara con 10 bombillas LED.


BADER®

Parque Empresarial Porto do Molle, Rúa da Madanela, Nave 3D 36350 · Nigrán (Pontevedra) España
www.bader.es · info@bader.es · +34 986 190 307 / +351 211 156 082

Promociones válidas durante el año 2019. Precios sin IVA.

Unidad Dental Flex Up

Clinica Dental Completa



AUTOCLAVE
18L



FILTRO
SEPARADOR DE
AMALGAMA



COMPRESOR
35L



ASPIRACIÓN
UNIT 300



DESTILADOR
DE AGUA



KIT ROTATORIOS
MASTERS



EL EQUIPO DENTAL ADEMÁS INCLUYE:

- Panel de control con cinco alojamientos de serie y tres niveles de programación.
 - Scaler ultrasonidos electrónico con luz LED.
 - Micromotor de inducción con luz LED.
 - Jeringa triple (aire, agua, spray) en las dos bandejas.
- La bandeja auxiliar contiene cuatro mangueras y lámpara de polimerización LED.
 - Escupidera orientable y desmontable de cristal o cerámica.
 - Sistema electromecánico tipo Linak®.
 - Reposacabezas con doble articulación.
 - Lámpara con 10 bombillas LED.