

LÁMPARA ONE LED LIGHT

Ref. 09070088





BADER[®]

Parque Empresarial Porto do Molle
Rúa da Madanela, Nave 3D · 36350 · Nigrán (Pontevedra) España
www.bader.es · info@bader.es · +34 986 190 307

LÁMPARA ONE LED LIGHT

La lámpara LED LIGHT CURING de BADER es un elemento imprescindible en tu clínica ya que con su diseño ligero e inalámbrico la convierte en un dispositivo de polimerización especialmente manejable.



Incluye:

- 1- Lámpara de polimerizar
- 2- Enchufe de carga
- 3- Base de carga

Para facilitar tu trabajo, BADER pone a tu disposición 3 modos de funcionamiento para la realización de tratamientos de fotocurado con diferentes modos de luz, para que éste se adapte de la mejor forma al tratamiento que quieras realizar:

	Luz constante	2300mW/cm ²	1"
	Luz constante	2300mW/cm ²	5"
	Luz gradual	hasta 1200mW/cm ²	10"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	
Alimentación (cargador)	240Vac (50-60Hz)
Capacidad de batería	1300mAh
Duración de batería	110 minutos

CARACTERÍSTICAS LÁMPARA	
Longitud de onda	385nm - 515nm
Radiación ultravioleta	1200 - 2300 mw/cm ²

*carga completa y uso continuado



Parque Empresarial Porto do Molle
Rúa da Madanela, Nave 3D · 36350 · Nigrán (Pontevedra) España
www.bader.es · info@bader.es · +34 986 190 307

BADER®