

# CÁMARA DE TRABAJO Y MICROARENADORA



Ref. 09070033



Ref. 09070025

**BADER**<sup>®</sup>

Parque Empresarial Porto do Molle  
Rúa da Madanela, Nave 3D · 36350 · Nigrán (Pontevedra) España  
www.bader.es · info@bader.es · +34 986 190 307 · Whatsapp: +36 698 91 72 78

# MICROARENADORA SONICBLASTER

Este producto es ideal para utilizar sobre metales, porcelana y resinas. Además de crear micro retenciones sobre interiores de coronas es útil para la remoción de cemento y limpiezas en general. Incluye acoplamiento al equipo dental Midwest. Muy útil para trabajar junto con la cámara de microchorreo de BADER® en el proceso de arenado.

## Características:

- Funciona con presiones de hasta 0.4 mpf.
- Indicada para óxido de aluminio de 50  $\mu\text{m}$ .

¡Haz click para ver el vídeo!



## Contenido:

- 1 Microarenadora.
- 1 Acoplamiento al sillón Midwest.
- 1 Boquilla angulada de 45°.
- 100 gr de óxido de aluminio 50  $\mu\text{m}$ .

# CÁMARA DE TRABAJO

Esta cámara de trabajo y microchorreo es un colector de polvo, ideal para un laboratorio o clínica dental, pequeño, compacto y silencioso. Es el acompañante perfecto para aparatos como la Microarenadora Sonic Blaster de BADER® especialmente diseñados para su empleo dentro del sector dental, y para la recogida de abrasivos y arenas después de los procedimientos de chorreado, tallado o taladrado. El aparato tiene un sistema silencioso y eficiente de extracción con ventilador. El abrasivo usado se recoge en una bolsa interior que debe sustitirse por una nueva cuando se llene.

Dimensiones: 35 cm de diámetro x 23 cm de alto.



\*Disponible bolsa de recambio  
Ref. 00001016-2



**BADER**®

Parque Empresarial Porto do Molle  
Rúa da Madanela, Nave 3D · 36350 · Nigrán (Pontevedra) España  
www.bader.es · info@bader.es · +34 986 190 307 · Whatsapp: +36 698 91 72 78