

DATA SHEET



LUPA BINOCULAR 2.5X GALILEAN

Ref. 09070032-2

Alta calidad de enfoque y color. Consiguen que el odontólogo tenga una visión clara, circular y binocular en la distancia de magnificación y de trabajo de su elección, sin ninguna sombra o imagen doble.

CLASIFICACIÓN SEGÚN DIRECTIVA 93/42

Producto sanitario Clase II a.



CARACTERÍSTICAS:

Aumento:	2,5x
Distancia de trabajo:	420 mm.
Longitud de las patillas:	Se puede modificar curvando la sección final para conseguir un ajuste cómodo.
Composición:	Montura: Poliamidas
	Cristal: Policarbonato lacado
Objetivo:	Conseguir una visión clara, circular y binocular.
Incluye:	Lupa binocular, cordón de seguridad ajustable, paño limpiador y destornillador.

CONDICIONES DE TRABAJO:

- Para obtener el mayor resultado de sus lupas deben estar correctamente alineadas tanto horizontalmente como verticalmente con su eje visual.
- Las lupas ajustadas correctamente pueden ayudar a reducir el dolor de espalda y de cuello.
- Las lupas quirúrgicas están montadas en una bisagra diseñada especialmente para que los telescopios puedan ser apartados de la vista cuando no son necesarios.

