

A-dec 500 New

Colibri/Continental
desde 24.205,36€

a-dec
reliable creative solutions



A legend,

redefined

500

Incluido



533 Sistema mangueras Colibri



Escupidora A-dec 481



Lámpara 572L
LED



Deluxe Plus
Touchpad



Instrumentos
asistente A-dec 551



Micromotor eléctrico
NSK NANO PLUS



TABURETE
Dentista A-dec 521



OPCIÓN

SISTEMA ADVANCED AIR

1.777,50€

Integrado como opción exclusivamente en el nuevo sistema A-dec 500.

Primer™ Advanced Air® de W&H es la primera herramienta manual neumática de alta velocidad del mundo que ofrece la posibilidad de ajustar la velocidad de la fresa y contar con una tasa de eliminación constante, incluso con una mayor presión. Gracias a su diseño, que va de 60.000 a 320.000 rotaciones por minuto (r.p.m.), se obtiene una velocidad de aplicación óptima y una máxima eficacia de tratamiento en todo momento. Es una simbiosis única de potencia, constancia y control en una herramienta manual compacta y liviana.

Turbina Primea RG-97 L

1.173,00€

- 5x sprays
- 1x LED+
- 21 W
- 400.000 rpm



Turbina Primea RK-97 L

1.479,00€

- 5x sprays
- Anel LED
- 21 W
- 400.000 rpm



Acople RQ-24

274,00€

- Con LED incorporado en el encaje
- Cuerpo de acero inoxidable de titanio
- Válvula antirreflujo

