

BATIDOR DE AMALGAMA

Amalgamador de cápsulas digital BADER®

Ref. 09070011

¡PRECIO REBAJADO!



+ info
CLICK
aquí

¡CONSÚLTANOS! · info@bader.es · 986190307

Encuétralo en:

BADER®

www.bader.es



BATIDOR DE AMALGAMA BADER®

AMALGAMADOR DE CÁPSULAS DIGITAL MARCA BADER®

Ref. 09070011

- Horquilla plástica para cualquier tipo cápsula.
- Frecuencia de oscilación 4200/min.
- Tapa de bloqueo.
- Potencia 180 W.
- Dimensiones: 250 x 220 x 150 mm.
- Peso Neto: 3,8 Kg.
- Alimentación: AC 100-240V ~ 50/60 Hz.
- Consumo: 200 VA.
- Tipo de protección contra shock eléctrico: Clase II.
- Grado de protección contra shock eléctrico: Equipamiento de tipo B.



BADER®

Parque Empresarial Porto do Molle
Rúa da Madanela, Nave 3D · 36350 · Nigrán (Pontevedra) España
www.bader.es · info@bader.es · +34 986 190 307