

# AEROPULIDORES

El aeropulidor es uno de los productos que más se emplea en las limpiezas dentales. Pule las manchas más complicadas, aunque no sea un blanqueador dental, mejora considerablemente la estética dental del paciente teniendo la sensación de tener los dientes más blancos tras la eliminación de las manchas, debido a su aplicación mediante spray se eliminan la placa bacteriana hasta en las zonas más complejas consiguiendo resultados óptimos, tiene un efecto desinflamatorio de las encías y no desgasta el esmalte.

## PROPHY PLUS

Ref. 09070093



Con conexión Multiflex® está fabricado en titanio y su peso es de 350 gr. Para facilitar su limpieza, incluye dos filamentos con diferente grosor. Además, incluye un adaptador para la punta que permite conectarla a la manguera para una limpieza más completa con aire a presión.



\*No incluye acoplamiento Multiflex®.

## AIR JET ULTIMATE

Ref. 09070014



El moledo Air Jet Ultimate es una herramienta compacta, fabricado en acero inoxidable, lo que lo hace más ligero con un peso de 125gr. Para facilitar su limpieza, incluye dos filamentos con diferente grosor. Gracias a la conexión Midwest, no necesita acoples ya que va conectado directamente a la manguera del sillón dental.



## MULTIFLEX® COMPATIBLE CON EMS®

Ref. 09070036



El aeropulidor Multiflex® compatible con EMS® 2021 ofrece una gran resistencia al impacto gracias a su cuerpo fabricado en resina de alta calidad. Su uso es muy cómodo debido a su ligero peso y su forma ergonómica. Además, son completamente compatible con EMS® por lo que podrás conectar sus puntas. Para facilitar su limpieza, incluye dos filamentos con diferente grosor, además, incluye un adaptador que ayuda a limpiar con eficiencia la punta introduciendo aire comprimido.



\*No incluye acoplamiento Multiflex®.



Completa tu aeropulidor con nuestro **Bicarbonato de sodio**.

Ref. 12/0000

**BADER**®