


CASSETTE PORTA INSTRUMENTOS



Ref. 11/000

¡REGALO!


Sonda CP12



Oferta Regalo válida del 8 al 15 de Julio

BADER[®]

www.bader.es



CASSETTE PORTA INSTRUMENTOS

Cassete Porta Instrumentos BADER® para 20 uds.
con doble cierre de seguridad.

Características:

- Compuesto de acero inoxidable y silicona azul, los cassettes son compatibles con todos los sistemas de esterilización.
- Dimensiones en posición cerrada: largo 28,5cm x ancho 18,5cm x alto 3cm.

Interior:

- Cassete doble con capacidad para 20 instrumentos dentales. Con dos bandejas que al cerrar queda una encima de la otra.
- Contiene doble cierre de seguridad para una mejor fijación de los instrumentos en el proceso de esterilización.

REF. 11/000

BADER®

Parque Empresarial Porto do Molle
Rúa da Madanela, Nave 3D · 36350 · Nigrán (Pontevedra) España
www.bader.es · info@bader.es · +34 986 190 307