


ASPIRACIÓN QUIRÚRGICA PORTABLE CON ESCUPIDERA

Ref. 09070104



ASPIRACIÓN QUIRÚRGICA PORTABLE CON ESCUPIDERA

El Sistema de aspiración quirúrgica es un dispositivo utilizado para la aspiración bucal, nasal y traqueal de fluidos corporales (mucosas) tanto en adultos como niños.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:



Alimentación	220Vac @50Hz
Potencia	1100W
Velocidad de motor	3000rpm
Presión máx. de trabajo	120kPa
Máx. presión de vacío	-11kPa
Ruido	<50dB
Caudal de aspiración	1000 l/min

CARACTERÍSTICAS GENERALES:




Peso	65kg
Aspiración	Integrada
Compresor	No integrado. Necesario para la utilización de la jeringa
Depósito de agua residual	5 litros
Drenaje	Manual mediante teclado o automático

Dado el diseño de la Aspiración quirúrgica con Hemosuctor Portátil, podremos disponer de un equipamiento cómodo y flexible que nos facilitará la labor en nuestra sala quirúrgica, además de poder utilizarse en gran variedad de situaciones, como por ejemplo servicios de emergencia.

DIMENSIONES:



ASPIRACIÓN QUIRÚRGICA PORTABLE CON ESCUPIDERA



1	Taza de escupidera
2	Grifo
3	Grifo de vaso
4	Salida a desagüe
5	Entrada de aire
6	Entrada de agua
7	Grifo de drenaje
8	Enchufe Schuko salida 220 Vac
9	Enchufe alimentación 220Vac
10	Extractor de aire
11	Botón de encendido/apagado
12	Cánula de aspiración quirúrgica
13	Cánula de aspiración fina
14	Jeringa de agua triple (aire, agua, spray)
15	Regulador de aspiración
16	Botón de aspiración
17	Botón de activación de salida a desagüe
18	Botón de encendido de grifo de agua
19	Botón de activación de aspiración quirúrgica (Gruesa)
20	Interruptor de calentador de agua