# NO EXISTE EL ÉXITO SIN PROGRESO

La odontología láser es una ciencia en constante desarrollo. Con el apoyo de expertos Especialistas en el área, así como de numerosas Universidades y Academias Internacionales, Medency ofrece programas educativos y cursos para que los operadores adquieran confianza en las aplicaciones del láser, dando a sus pacientes el servicio que se merecen.

Únete a nuestra comunidad ahora!

#### **TRIPLO** Láser Múlti-ondas

Código Longitud de onda / Potencia

Frecuencia Modo de pulso Rango de pulso Clase médica/láser **Dimensiones/Peso** 

450nm / 3W 635nm / 200mW 980nm / 10W Hasta 25 kHz Continuo-Pulso múltiple de 20µs a 1s IIB / 4

205x130x50mm / 1.5kg

LAMED009.3

Medency TRIPLO es un dispositivo médico CE con marca CE, de acuerdo con las Directivas CEE para dispositivo médicos. Todos los productos de Medency están hechos en Italia.

**ACTIV±DUCATION** 





MEDENCY Srl Plazza della Libertá 49 I-36077 Altavilla - Vicenza Italy Tel +39 0444 371462

info@medency.com | www.medency.com









SU DISTRIBUIDOR LOCAL

Sólo para profesionales médicos. ©2022 MEDENCY. Todos los derechos reservados. Código DPDENS02

medency.com



















# POSIBILIDADES ILIMITADAS EN UNA TALLA PEQUEÑA














### NUEVOS HORIZONTES POR EXPLORAR, UN NUEVO RETO PARA EL ESPECIALISTA



El láser azul (450nm) interactúa a niveles máximos con la hemoglobina en el interior del tejido, por lo que es muy recomendado para ofrecer excelentes procedimientos quirúrgicos con efectos hemostáticos superiores y menor potencia aplicada al tejido.

El láser rojo (635 nm) es una de las fuentes de láser más investigadas para la curación del lugar y aplicaciones terapéuticas.

La absorción selectiva de la luz láser térmica desencadena un proceso fundamental denominado fotobiomodulación.

La fotobiomodulación produce tres efectos fundamentales: regeneración de los tejidos, modulación de la acción inflamatoria y efecto

Debido a su gran afinidad con el agua y la hemoglobina, el láser infrarrojo (980nm) ingresa profundamente en el tejido biológico.

Es altamente recomendable para disminuir y eliminar las bacterias dañinas durante la periodoncia y otros procedimientos selectivos.



TRIPLO combina las propiedades de la luz láser azul, roja e infrarroja, brindando una nueva experiencia clínica tanto a Especialistas como a Pacientes.

El software intuitivo con más de 30 tratamientos preestablecidos y una amplia variedad de accesorios disponibles permiten una rápida puesta en marcha y un fácil control del procedimiento.

- ♦ Fibra flexible y puntas reutilizables ♦ Efecto térmico reducido **♦ Mejores cortes**
- ♦ Unidad portátil con pedal inalámbrico ♦ Software intuitivo ♦ Elimina las bacterias dañinas

Medency se encuentra siempre al día con las últimas tecnologías clínicas y descubrimientos científicos. Nuestro objetivo es incrementar la fiabilidad del estudio y la experiencia del paciente.

#### AMPLIA GAMA **DE ACCESSORIOS**















**IMPLANTOLOGÍA** 

**COSMÉTICA**