

# FORMACIÓN DE CLASE MUNDIAL

La variedad de aplicaciones para el láser dental sigue creciendo. Gracias a la ciencia y la formación educativa operativa, el tratamiento con láser se puede aplicar con mayor facilidad.

Medency proporciona certificación láser con el apoyo de las mejores academias y universidades del campo. Aumente la confianza en las nuevas tecnologías y ofrezca lo más moderno en sus instalaciones.

## PRIMO Dental Laser System



Medency Primo es un dispositivo médico CE con marca CE, de acuerdo con las directivas CEE para dispositivos médicos: Directivas CEE 93/42. Todos los productos de Medency están hechos en Italia.

Código	<b>LAMED00X.x</b>
Longitud de onda / potencia*	<b>980nm @ 10W 810nm @ 7W</b>
Frecuencia	<b>Up to 25 kHz</b>
Modo de pulso	<b>Continuo - Pulso múltiple</b>
Rango de pulso	<b>20µs up to 1s</b>
Clase médica/láser	<b>IIB / 4</b>
Dimensiones/ Peso	<b>205x130x50mm</b>

*\*Modelos variables*

# DISEÑADO PARA LA PRÁCTICA DENTAL INNOVADORA



**PRIMO**



**MEDENCY Srl** Piazza della Libertá 49  
I-36077 Altavilla - Vicenza Italy  
Tel +39 0444 371462  
[info@medency.com](mailto:info@medency.com) | [www.medency.com](http://www.medency.com)



Watch video



SU PROVEEDOR LOCAL

Sólo para profesionales médicos. ©2018 MEDENCY. Todos los derechos reservados. Código DPDENS01

[medency.com](http://medency.com)



Tecnología láser de diodo para dentistas e higienistas.

# SIMPLEMENTE EXTRAORDINARIO

**MEDENCY**  
TECHNOLOGY | INNOVATION | PASSION

El concepto de diseño de Medency se basa en una funcionalidad extrema que mantiene las líneas modernas y ergonómicas de los objetos.

**EN SU NEGOCIO DEBE TOMAR LAS DECISIONES CORRECTAS.**

**Valor para su trabajo y consultorio.**

- Unidad portátil que funciona con baterías y pedal inalámbrico.
- Botones anchos y con iconos distinguibles.
- Software intuitivo.
- Master Mode diseñado para expertos
- Configuración ajustable para todo tipo de tejido.
- Control de energía directa desde la pantalla principal
- Más de 30 protocolos establecidos incorporados.
- Procedimientos exclusivos en cirugía, implantología y cosmética.
- Fibra flexible, puntas ópticas y accesorios versátiles.
- Diseño ergonómico moderno que garantiza mayor eficacia.
- Elegante pieza de mano esterilizable en autoclave

PRIMO es la combinación perfecta entre la tecnología láser de diodo de última generación y la experiencia de MEDENCY en el campo dental.

PRIMO ofrece una multitud de aplicaciones como alternativa ideal a los métodos quirúrgicos convencionales como la electrocauterización y el bisturí. Gracias a su interfaz intuitiva, todos los dentistas podrán acceder a los beneficios de los láseres de diodo. Versatilidad de uso sin precedentes y bajos costos operativos.

Ideado, diseñado y fabricado con pasión y compromiso en Italia.



**PRIMO**

## AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS



**Cirugía**



**Endodoncia**



**Periodoncia**



**Terapia**



**Implantología**



**Cosmética**