

ARENADORA

Arenadora de un vaso BADER®

Libertad máxima de movimientos



Ref. 09060105

BADER®

www.bader.es



Ref. 09060105

ARENADORA

Arenadora de un vaso BADER®

Cámara de chorreado de un vaso con gran volumen, para una libertad máxima de movimientos. Ampliación sencilla del depósito sin herramientas, mediante un sistema de acoplamiento rápido y colores. Equipamiento utilizado para la limpieza y destrucción de piezas fundidas, con el fin de mejorar y facilitar su adherencia.

Puede ser utilizado óxido de aluminio, esfera de cristal o arena especial para:

- Micro retenciones en la superficie interna de las piezas que van a ser cementadas.
- Remover cementos internos y externos de las piezas que van a ser cementadas.
- Eliminar cementos provisionales y definitivos.
- Desengrase superficial de la pieza protésica.
- Ajuste final del área oclusal.
- Destrucción en cerámica y cerámica prensada.
- Limpieza de las piezas fundidas en cromo cobalto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Peso bruto: 5,6 kg
- Presión de uso: 4,2 a 6 Atm
- Tensión/voltaje: 110V/220V
- Reactor eléctrico: 8W
- Lámpara fluorescente: 8W
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Consumo: 50W
- Dimensiones: 360x380x330mm

REF. 09060105