TERMOFORMADORA MAQUISTON

Termoformadora Maquiston S900 BADER®



+ info CLICK aquí

GRATIS
PACK x 10
PLACAS

CONSÚLTANOS SIN COMPROMISO

Encuéntralo en:





TERMOFORMADORA MAQUISTON

Termoformadora Maquiston S900 BADER® Ref. 09060097

Resistencia de carbono.

Características

- · Medidas: 280 x 210 x 160mm. 1000W.
- · Potente motor de succión.
- · Sencilla, económica y de atractivo diseño.
- · Es idónea para planchas cuadradas.
- · Formato estándar de 127 mm de lado.
- · Calentamiento suave y uniforme del material a conformar.
- · Mínimo ruido de funcionamiento.
- · Color blanco.

GRATISPack x 10 Placas



