

	TÍTULO: ALICATE DE CORTE DISTAL 125 mm	CÓDIGO: FT-SGC44.01
	FECHA DE EMISIÓN: 08/AGO/2019	REEMPLAZA: N/A
		No. PÁG.: 1 de 2

CONTENIDO

1. CARACTERISTICAS
2. FINALIDAD
3. CLASIFICACIÓN
4. PRESENTACIÓN
5. NÚMERO DE REFERENCIA
6. MODO DE EMPLEO
7. ADVERTENCIAS
8. IMAGEN

Realizado por:	Revisado/Aprobado por:
Firma/fecha	Firma/fecha

Queda prohibida la divulgación, utilización, reproducción total o parcial de su contenido sin previa autorización formal expedido por **Laboratorios Clarben, S.A.**
Los documentos impresos o descargados deben ser verificados frente a la versión vigente.

1. CARACTERISTICAS

- Alicate de corte distal empleado para cortar arcos de 0,55 a 0,64 mm.
- Cuerpo redondeado.
- Sujeción de seguridad para cortar alambre dentro de la boca del paciente.
- Punta de tungsteno.

2. FINALIDAD

Los alicates de corte distal se emplean en odontología para cortar arcos de ortodoncia tanto extraoralmente como intraoralmente.

3. CLASIFICACIÓN

Producto Sanitario Clase I.

4. PRESENTACIÓN

Un alicate de acero inoxidable con punta de tungsteno.

5. NÚMERO DE REFERENCIA

12-003: ALICATE DE CORTE DISTAL 125 mm.

6. MODO DE EMPLEO

El alicate corta alambre duro cerca del tubo bucal y sujeta el extremo suelto.

7. ADVERTENCIAS

Uso exclusivo odontológico.

8. IMÁGENES

