

	TÍTULO: ESPÁTULA COMPOSITE	CÓDIGO: FT-SGC070.01
	FECHA DE EMISIÓN: 24/MAR/2021	REEMPLAZA: N/A
		No. PÁG.: 1 de 2

CONTENIDO

1. CARACTERISTICAS
2. FINALIDAD
3. CLASIFICACIÓN
4. PRESENTACIÓN
5. NÚMERO DE REFERENCIA
6. MODO DE EMPLEO
7. ADVERTENCIAS
8. IMAGEN

Realizado por:	Revisado/Aprobado por:
Firma/fecha	Firma/fecha

1. CARACTERÍSTICAS

- Instrumento para la práctica odontológica.
- Instrumento de mango cilíndrico con doble parte activa (espátula-bola) de medidas: 2,00 mm y 1.45 mm.
- Su diseño permite el control y la eficiente manipulación de los materiales compuestos.
- La parte esférica (1.45 mm), es utilizada para dar forma y condensar el material de relleno.
- La parte de la espátula (2.00 mm) se usa para recoger el material y colocarlo en la cavidad.

2. FINALIDAD

- Instrumento para modelado y obturación de composite para restauración dental.

3. CLASIFICACIÓN

- Producto Sanitario clase I.

4. PRESENTACIÓN

- Espátula de composite.

5. NÚMERO DE REFERENCIA

- 12-004: ESPÁTULA DE COMPOSITE

6. MODO DE EMPLEO

- Sujetar el instrumento por la parte media cilíndrica para la correcta aplicación del composite y así llevar a cabo la modelación y obturación correspondiente.

7. ADVERTENCIAS

- Empleo por personal capacitado
- Dispositivo reutilizable
- Almacenar en lugar fresco y seco
- Mantener alejado de la luz solar
- Proteger de la humedad

8. IMAGEN

