

	TÍTULO: EXPLORADOR DOBLE	CÓDIGO: FT-SGC074.01
	FECHA DE EMISIÓN: 24/MAR/2021	REEMPLAZA: N/A
		No. PÁG.: 1 de 2

CONTENIDO

1. CARACTERISTICAS
2. FINALIDAD
3. CLASIFICACIÓN
4. PRESENTACIÓN
5. NÚMERO DE REFERENCIA
6. MODO DE EMPLEO
7. ADVERTENCIAS
8. IMAGEN

Realizado por:	Revisado/Aprobado por:
Firma/fecha	Firma/fecha

1. CARACTERÍSTICAS

- Instrumento para la práctica odontológica.
- Instrumento de mango cilíndrico dotado de dos extremos puntiagudos.

2. FINALIDAD

- Instrumento dental para la exploración táctil de los dientes, detección de caries y otras anomalías.

3. CLASIFICACIÓN

- Producto Sanitario clase I.

4. PRESENTACIÓN

- Explorador doble.

5. NÚMERO DE REFERENCIA

- 12-005: EXPLORADOR DOBLE

6. MODO DE EMPLEO

- Sujetar el instrumento por la parte media cilíndrica para la correcta manipulación.

7. ADVERTENCIAS

- Empleo por personal capacitado.
- Dispositivo reutilizable.
- Almacenar en lugar fresco y seco.
- Proteger de la humedad.

8. IMAGEN

