

AC 200Q

Compresor para uso odontológico

Ref.: 1013230

2-3 

El compresor de aire CATTANI AC 100Q (desprovisto de lubricación de aceite), equipado sistema de secado con descarga automática, con insonorización de serie y con una serie de filtros, está en condiciones de suministrar aire seco, de gran calidad y pureza.

Con el filtro HEPA H14 (opcional), el aire es tratado además con una eficiencia del 99,9999+% sobre partículas de 0,01µm.

Hemos hecho de la calidad y fiabilidad nuestra bandera, por este motivo podemos ofrecer **3 años de garantía**.

Tipo	Datos eléctricos	Código
AC 200Q	(1~) 230-50 hz- 7,7 A - 1,20 kw	013250
AC 200Q	(1~) 220-60 hz- 9,2 A - 1,50 kw	013254

Caudal de aire a 5 bars: 160 (N l/m)

Capacidad del tanque: 30 l

Peso: 64 kg

Nivel sonoro: 63 (db(A))

Dimensiones:

