

DATA SHEET

LÁMPARA OPERACIONAL LED 8 BOMBILLAS

Ref. U0137



CARACTERÍSTICAS:

- Temperatura ambiente: 5°C - 40°C
- Humedad relativa: 30% - 75%
- Presión atmosférica: 500 - 1060hpa
- Tensión de alimentación: 12 - 24Vac (50-60 Hz)
- Potencia: 10W
- Iluminación: ~8000 - 50000Lux
- Temperatura de color: 4200K - 5200K
- Peso: (Neto:1500g - Bruto:2000g)

