

# FANTOMA PERIODONTAL

Ref. 0904014



**BADER**<sup>®</sup>

Parque Empresarial Porto do Molle  
Rúa da Madanela, Nave 3D · 36350 · Nigrán (Pontevedra) España  
[www.bader.es](http://www.bader.es) · [info@bader.es](mailto:info@bader.es) · +34 986 190 307 · Whatsapp: +36 698 91 72 78

# FANTOMA DENTAL MANIQUÍ COMPLETO

El **fantoma dental maniquí completo** de Bader está compuesto de una máscara que cubre toda la cavidad facial fabricada de PVC siliconado, así se podrá tener una visión más real del modelo de estudio en el que se está trabajando. Es un producto ideal para que los estudiantes de odontología realicen prácticas. Incluye cabeza, tipodonto ANA-4, articulador, máscara facial, junto con todos los anclajes necesarios para su colocación en el sillón.

Es uno de los fantasmas más **sofisticados del mercado** ya que su colocación en el sillón dental y sus características físicas permiten que los alumnos realicen prácticas en situaciones lo más reales posibles.



|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Adaptación a sillones | Universal         |
| Movimientos           | Oclusal y maxilar |
| Tipo de pletinas      | Magnéticas        |
| Medidas               | 35x55x17 cm       |

