

DATA SHEET

BADER®

LUPA DENTAL DR.KING

Ref. 09070126-09070127



CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS

Características principales:

Intensidad de ampliación: 100.000X

Funcionamiento continuo: Hasta 2 horas

Montura ergonómica: Tipo C-Ergo para una comodidad óptima

Peso ligero: 104 gramos para una mayor comodidad durante el uso prolongado

Tiempo de carga rápido: 90 minutos para una rápida recuperación de la batería

Luz ajustable: Dispone de luz blanca y cálida para una iluminación óptima

CONTENIDO DE PAQUETE

1.Lupa DR.KING (modelo 2,5x o 3,5)

2.Dos baterías

3.Dos elementos de seguridad

4.Cargador

5.Manual

6.Dos filtros de luz

