

SCALER ULTRASÓNICO DS7+

Ref. 09070119



CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS

Presión de trabajo: 0.01Mpa-0.5Mpa

Potencia: 3W/20W

Consumo lámpara: 8W

Intensidad luz: 90 lúmenes

Control táctil

Alimentación: 220Vac 60Hz

Peso: 1.59 kg

Dimensiones: 180mm*180mm*150mm

Has a handpiece for prophylactic treatments such as periodontics.

- Digital control for ease of use
- Automatic frequency monitoring
- 135° autoclavable handpiece

CONDICIONES DE USO

Temperatura medio ambiente: +5°C to +40°C

- Humedad relativa: 30% ~ 75%

- Presión atmosférica: 70kPa to 106kPa

-Temperatura de agua a la entrada no más alta de +25°C

