


DATA SHEET

SCANNER DE PLACAS DE FÓSFORO

Ref. 09080003



CARACTERÍSTICAS:

Nombre del producto	Escáner de placas de imágenes digitales
Modelo	HDS-500
Tensión nominal	CA220V/50Hz
Tensión de trabajo	CC12V
corriente de trabajo	≤1.0A
El consumo de energía	≤12W
Tamaño de píxel	35um
Profundidad de bits	14 bits
Resolución	≥7lp/mm
Conexión	Puerto USB
Versión de firmware	1.00 o superior
Software	Software de gestión de imágenes dentales HandyDentist
Versión del software	3

