

Fantoma Completo con Anclaje a Sillón

Ref. 0905134



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Esta característica permite reproducir el movimiento natural de la mandíbula.

Excelente modelo simulador de paciente de uso universal para la mayoría de universidades e instituciones.

El ajuste vertical se integra en el conjunto de diferentes posiciones bucales. Todas las variantes del modelo fantoma ofrecen soluciones perfectas para su aplicación:

La parte frontal de la bóveda craneal puede abrirse para ajustar toda la cavidad bucal dentro de la cabeza.

Gracias al brazo articulado, podemos colocar el modelo fantoma en diversas posiciones según nuestras necesidades.

La cabeza también se puede adaptar para facilitar el trabajo con el modelo de manera cómoda.

El articulador del tipodonto cuenta con dos posiciones: abierto y cerrado.

La base mandibular consta de dos pletinas magnéticas que permiten acoplar el tipodonto para un ajuste preciso.

El modelo completo de BADER incluye una máscara que cubre toda la cavidad facial, fabricada con PVC siliconado, lo que proporciona una visión más realista del modelo de