



incotrading

Tecnología para la salud

Incotrading, S.A.

Camino de Hormigueras 119 - 121
Polígono industrial de Vallecas
28031 MADRID (España)

T. (+34) **913 807 490**
info@incotrading.net
www.incotrading.net



Programa de máquinas para odontología.



Tipos de máquinas:

Molino Easy4

Molino Easy5

EASY Mill4



- Fresadora húmeda de 4 ejes con herramientas diamantadas
- Para materiales en bloque: vitrocerámicas de feldespato, Vitrocerámicas a base de litio, cerámicas flexibles, composites, PMMA •

Optimizado para circonio totalmente sinterizado (PERFECT FS)

Diseño pequeño y compacto. Estructura en forma de caja de alta rigidez y mínima deformación.

Estructura de placa a prueba de polvo fabricada con materiales poliméricos con larga vida útil y sellado completo.

WLAN, Ethernet o USB para una transferencia de datos cómoda y rápida.


Amplias funciones de detección y advertencia.

Requisitos de espacio: L x An x Al 465 x 490 x 370 mm

Peso: 40 kilos

Gabinete: 500 x 630 x 1000 mm

Unidad húmeda en gabinete bajo



Soporte estándar




Titular especial
Con dispositivo
de sujeción especial

EASY Mill4



Carillas, inlays, onlays, coronas completas, puentes de tres unidades, etc.



EASY Mill5



- Fresadora en seco de 5 ejes
- Sólo materiales blandos para bloques y espacios en blanco
- Composites, PMMA, círculo verde, cera, yeso

Diseño pequeño y compacto. En forma de caja estructura con alta rigidez y mínima deformación.

Estructura de placa a prueba de polvo hecha de polímero. Materiales con larga vida útil.

WLAN, Ethernet o USB para una conexión cómoda y rápida transferencia de datos.

Amplias funciones de detección y advertencia.

Requisitos de espacio: L x An x Al 500 x 410 x 435 mm

Peso: 48 kilos

Armario: 500 x 630 x 1000 mm

Eje A +30° - 145°

Eje B

0° - 360°



Compuesto de yeso/cera PEEK de circonio PMMA