



SILLONES DENTALES

CATÁLOGO COMERCIAL

9 MODELOS

BADER



BADER, GARANTÍA DE CALIDAD

DESCUBRE LOS
EQUIPOS DENTALES
DE LOS PROFESIONALES 






SILLONES DENTALES BADER

Crear una sensación de comodidad y descanso en el paciente es el objetivo principal de las nuevas unidades dentales Bader. Convirtiendo a la marca, en un socio preferente en la fabricación e instalación de equipos.

Sus sillones cuentan con un diseño modular y ergonómico. Incluyen:



- 1 / Taburete con regulación en altura 2 / Pedal multifunción 3 / Scaler con luz led
4 / Lámpara de fotopolimerizar 5 / Lámpara operatoria (Pueden surgir variaciones)
6 / Mangueras italianas Drive Air

Además, toda unidad dental monta: Sistema electromecánico tipo Linak, Micromotor, Jeringa triple y filtro de legionela.

El departamento de I+D de Bader, con sede en España, impulsa la marca y ha establecido un nuevo estándar en la fabricación de sus equipos dentales.

Estos sillones destacan por su calidad, durabilidad y garantía, asegurando una inversión confiable a largo plazo

Con una filosofía basada en el desarrollo continuo y el aprendizaje, Bader ofrece una gama de 9 modelos diseñados para satisfacer las exigencias de los profesionales del sector.

DISEÑO EUROPEO
DISTRIBUCIÓN 
INTERNACIONAL





NUESTRA GAMA DE SILLONES DENTALES SITÚA AL ODONTÓLOGO EN EL CENTRO

La filosofía de Bader entiende que, ofreciendo equipos adaptados al entorno de trabajo, el doctor puede centrarse en lo más importante: el cuidado del paciente.

CONOCE LOS MODELOS 

M1 NEW
GENERATION

HILUX





HILUX M1 NEW GENERATION

Diseño de nueva generación del buque insignia de la marca.

SISTEMA MODULAR | REF. SFTYM1

- LÁMPARA OPERATORIA
- BANDEJA ODONTÓLOGO
- BANDEJA ASISTENTE
- GRUPO HÍDRICO
- PEDAL MULTIFUNCIÓN

+ INFORMACIÓN EN [BADER.ES](https://www.bader.es)



AMBIDIESTRO

M1

HILUX






HILUX M1 AMBIDIESTRO

El equipo dental más versátil.

SISTEMA MODULAR | REF. SFTYM1AD

- LÁMPARA OPERATORIA
- BANDEJA ODONTÓLOGO AMBIDIESTRA
- BANDEJA ASISTENTE
- GRUPO HÍDRICO
- PEDAL MULTIFUNCIÓN

+ INFORMACIÓN EN BADER.ES



CART
M9

TREKC





TREKC M9 CART

Auténtica libertad de movimiento para el odontólogo y su asistente.

SISTEMA MODULAR | REF. SFTYM9

- LÁMPARA OPERATORIA
- BANDEJA ODONTÓLOGO TIPO CART
- VÁLVULA ESCUPIDERA
- GRUPO HÍDRICO UNIDO AL SILLÓN
- JERINGA LUZZANI
- BANDEJA AUXILIAR OPCIONAL *No incluye ordenador

+ [INFORMACIÓN EN BADER.ES](https://www.bader.es)



M2

HIGH EDITION

TREK C





TREKC M2 HIGH EDITION

Comodidad y diseño moderno para una experiencia odontológica superior.

SISTEMA MODULAR | REF. SFTYM2

- LÁMPARA OPERATORIA
- BANDEJA ODONTÓLOGO
- VÁLVULA ESCUPIDERA
- GRUPO HÍDRICO UNIDO AL SILLÓN
- JERINGA LUZZANI
- BANDEJA AUXILIAR PARA UNIDAD ODONTOLÓGICA

+ [INFORMACIÓN EN BADER.ES](https://www.bader.es)



M2
SPACE UP

TREKC





TREKC M2 SPACE UP

Comodidad y seguridad con montaje fácil para una odontología eficiente.

SISTEMA MODULAR | REF. SFTYM2B

- LÁMPARA OPERATORIA
- BANDEJA ODONTÓLOGO
- VÁLVULA ESCUPIDERA
- GRUPO HÍDRICO UNIDO AL SILLÓN
- JERINGA LUZZANI
- PEDAL MULTIFUNCIÓN

+ INFORMACIÓN EN BADER.ES



FLEX UP

M8
COMPACT





FLEX UP M8 COMPACT

Equipo de gama superior para clínicas que buscan una unidad dental robusta.

SISTEMA MODULAR | REF. SFTYM8

- LÁMPARA OPERATORIA
- GRUPO HÍDRICO
- BANDEJA ODONTÓLOGO
- BANDEJA ASISTENTE
- MICROMOTOR ELÉCTRICO
- PEDAL MULTIFUNCIÓN

+ [INFORMACIÓN EN BADER.ES](https://www.bader.es)



FLEX UP

M8
PLUS





FLEX UP M8 PLUS

Para clínicas que buscan el mayor confort y calidad para sus pacientes.

SISTEMA MODULAR | REF. SFTYM8PLUS

- LÁMPARA OPERATORIA
- GRUPO HÍDRICO + SISTEMA DE DESINFECCIÓN
- BANDEJA ODONTÓLOGO
- BANDEJA ASISTENTE
- MICROMOTOR ELÉCTRICO
- PEDAL MULTIFUNCIÓN

+ [INFORMACIÓN EN BADER.ES](http://BADER.ES)



QUIRÚRGICO

A red surgical chair is shown in a clinical setting. The chair is positioned in the foreground, angled towards the right. It has a white base and armrests. In the background, there is a white wall and a window with a wooden floor. To the right, a white stand with a clear plastic container is visible. The text 'QUIRÚRGICO' is overlaid in large, bold, black letters at the top left, and 'M3' is overlaid in large, bold, white letters on the right side.

M3



QUIRÚRGICO M3

Máxima comodidad y funcionalidad para cirugías dentales.

SISTEMA MODULAR | REF. SFTYM3

- LÁMPARA OPERATORIA
- BANDEJA ODONTÓLOGO TIPO CART (OPCIONAL)
- PORTAVASOS Y SERVILLETERO
- JOYSTICK PARA CONTROL DE MOVIMIENTOS
- PEDAL CART

+ [INFORMACIÓN EN BADER.ES](http://BADER.ES)



DINO

CHILD MODEL






DINO CHILD MODEL

Modelo adaptado para odontología infantil de gran experiencia visual.

SISTEMA MODULAR | REF. 289AA

- LÁMPARA OPERATORIA
- BANDEJA ODONTÓLOGO TIPO CART
- BANDEJA ASISTENTE
- GRUPO HÍDRICO
- PEDAL MULTIFUNCIÓN

+ [INFORMACIÓN EN BADER.ES](https://www.bader.es)



PERSONALIZACIÓN CONFIGURACIÓN STANDARD

Ultra Soft
Leather

AMARILLO NEÓN  122U	NARANJA WARM  2028U	BRIGHT GREEN  2289U	RED LIGHT  3517U	GRAND UCLA  2935U	REAL INDIGO  2397U	GREEN FOREST  356U	ROJO BURDEOS  208U
ROJO TERRACOTA  1815U	SPICE COFFE  BLACK 5U	BLACK  BLACK 6C	PASTEL VIOLET  2112U	MALVA PASTEL  2099U	BLUE GRAY  2377U	AZUL MAYA  7451U	WHITE  WHITE
COOL GRAY  COOL GRAY 2U	ÉBANO  7505U	CLEAN CLAY  7527U	BLUE RANGE  317U	BLUE GRAY  290U	PORT ROSÉ  2039U	OXFORD  295U	

CONFIGURACIÓN

SILLONES DENTALES

Configuración standard		M1	M1 AMB	M9 CART	M2 HE	M2 SU	M8 COMP	M8 PLUS	M3	DINO	
Bandeja odontólogo	Sistema	Colibrí	Colgante	Cart	Colibrí	Colgante	Colibrí	Colgante	Cart	Colgante	
	Jeringa triple (Agua, aire y spray)	American DCI	American DCI	Luzzani Minlight	Luzzani Minlight	Luzzani Minlight	Luzzani Minlight	Luzzani Minlight	Luzzani Minlight	American DCI	
	Mangueras para rotatorios	1 - Drive Air Midwest 4 (Con micromotor neumático) 2 - Drive Air Midwest 6	1 - Drive Air Midwest 4 (Con micromotor neumático) 2 - Drive Air Midwest 6	1 - Drive Air Midwest 4 (Con micromotor neumático) 2 - Drive Air Midwest 6	1 - Drive Air Midwest 4 (Con micromotor neumático) 2 - Drive Air Midwest 6	1 - Drive Air Midwest 4 (Con micromotor neumático) 2 - Drive Air Midwest 6	1 - Drive Air Midwest 4 (Con micromotor neumático) 2 - Drive Air Midwest 6	1 - Manguera para Micromotor Inducción 2 - Drive Air Midwest 6	1 - Manguera para Micromotor Inducción 2 - Drive Air Midwest 6	1 - Drive Air Midwest 4 (Con micromotor neumático) 2 - Drive Air Midwest 6	1 - Drive Air Midwest 4 (Con micromotor neumático) 2 - Drive Air Midwest 6
	Micromotor	Neumático	Neumático	Neumático	Neumático	Neumático	Eléctrico	Eléctrico	Neumático	Neumático	
Botonera de control táctil		3 posiciones programables	3 posiciones programables	9 posiciones programables	9 posiciones programables	9 posiciones programables	9 posiciones programables	3 posiciones programables	3 posiciones programables	3 posiciones programables	
Bandeja asistente	Bandeja tipo	Giratorio mangueras colgantes	Giratorio mangueras colgantes	Giratorio mangueras colgantes	Giratorio mangueras colgantes	Giratorio mangueras colgantes	Giratorio mangueras colgantes	Giratorio mangueras colgantes	×	Giratorio mangueras colgantes	
	Botonera de control táctil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	
Grupo hídrico	Escupidera de porcelana orientable	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	
	Válvula escupidera Válvula de corte	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	
Pedal multifunción	Control de movimientos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	
	Control agua de escupidera	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	
	Control de aire y agua de pieza de mano	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	
Lámpara operatoria	Potencia e intensidad	15W 8000-35000 lux	23W 8000-45000 lux	23W 8000-35000 lux	23W 8000-45000 lux	23W 8000-45000 lux	23W 8000-45000 lux	23W 8000-50000 lux	23W 20000-90000 lux	15W 8000-28000 lux	
Motores sillón	Motor tipo	Eléctrico tipo Linak	Eléctrico tipo Linak	Eléctrico tipo Linak	Eléctrico tipo Linak	Eléctrico tipo Linak	Eléctrico tipo Linak	Eléctrico tipo Linak	Eléctrico tipo Linak	Eléctrico tipo Linak	
Garantía	3 años	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

*Lámpara sujeta a modificaciones

*Todos los equipos incluyen: filtro de legionela, scaler con luz led tipo EMS, lámpara de fotopolimerizar y taburete

SERVICIO TÉCNICO RED DE APOYO ACTIVO

El departamento técnico es una de las piedras angulares de la marca, proporcionando apoyo y servicio a los clientes que confían en Bader. Cuenta con un equipo técnico formado que ha participado activamente en el desarrollo de los nuevos productos. Esto, se traduce en una baja incidencia de eventualidades y excelentes políticas de apoyo al cliente. Además, la empresa ha sido proactiva desde sus inicios en desarrollar una red de técnicos que se extiende por toda Europa y tiene presencia en las principales capitales de provincia.



Gaby Mroz
CEO
BADER

«La evolución de nuestra tecnología, sumada a los años de experiencia, nos ha permitido desarrollar un servicio postventa que mejora la respuesta ante incidencias, potenciando la satisfacción del cliente final. »

BADER

DISEÑO
EUROPEO



BADER

CONTACTO



**España: Teléfono + Whatsapp
+34 986 190 307**

**Portugal: Teléfono + Whatsapp
+351 211 156 082**



**+ INFORMACIÓN EN
BADER.ES**