



Turbo Smart

Referencia: 1035105

Sistema de aspiración progresiva, que se autoadapta a las necesidades del caudal de trabajo en cada momento, aumentando o disminuyendo la velocidad y por lo tanto la potencia de aspiración y los consumos

Sistema de aspiración progresiva 1/4 Equipos

Sistema de aspiración progresiva que se autoadapta a las necesidades de caudal de trabajo en cada momento, aumentando o disminuyendo la velocidad y por tanto la potencia de aspiración

Motor monofásico 220V 50/60Hz

Potencia rendida: 1,22 kW – 7 A

Caudal máximo: de 1.400 a 2.200 l/min

Presión máxima en servicio continuo: 210 mbar

Dimensiones; L=390mm; P=350mm; H=630mm

Clasificación:

ASPIRACIONES ANILLO HUMEDO

Garantía:

12 MESES

