



NUEVO

RFE

▶ **REPUESTOS PARA SILLONES FEDESA®**

- Filtros para sillones Fedesa®
- Botoneras para sillones Fedesa®
- Válvulas, electroválvulas y otros para sillones Fedesa®
- Muelles para sillones Fedesa®
- Motores elevadores para sillones Fedesa®
- Varios repuestos para sillones Fedesa®
- Pistones para sillones Fedesa®

... hasta aquí los repuestos específicos para sillones Fedesa®,
para **+ REPUESTOS SILLONES FEDESA®** :

+ REPUESTOS SILLONES FEDESA®

Ver Sección

- | | |
|---|--|
| ▶ Mangueras sillones Fedesa® | Mangueras equipo |
| ▶ Repuestos lámparas sillones Fedesa® | Repuestos lámparas Faro® |
| ▶ Jeringas y repuestos jeringas sillones Fedesa® | Jeringas y repuestos jeringas |
| ▶ Válvulas sillones Fedesa® | Válvulas y electroválvulas |
| ▶ Filtros, mangueras, terminales y otros sistemas de aspiración sillones Fedesa® | Sistemas de aspiración y sus repuestos |
| ▶ Reguladores de presión sillones Fedesa® | Reguladores de presión |
| ▶ Racores, conectores y espigas sillones Fedesa® | Racores, conectores y espigas |
| ▶ Pedales sillones Fedesa® | Pedales y sus repuestos |

PRÓXIMAMENTE NUEVAS REFERENCIAS ¡CONSÚLTANOS!

FILTROS PARA SILLONES FEDESA®

Filtros para sillones Fedesa®

RUMAR

Descripción

Observaciones

	<p>Filtro amarillo Dürr® Aspiraciones ***Original Dürr***</p> <p>Ref.: 68-37001 (Ref. Dürr®: 0725.041.00)</p>	<p>Pack 12 uds. Utilizado en el 20% de los sillones Fedesa®</p>
<p>NUEVO</p> 	<p>Filtro sólidos aspiraciones Cattani® ***Original Cattani***</p> <p>Ref.: 38-1055 (Ref. Cattani®: 1041055 Ref. Fedesa®: F034A91)</p>	<p>Pack 1 ud. Utilizado en el 80% de los sillones Fedesa®</p>

Mangueras, terminales de aspiración y relacionados sillones Fedesa®
Ver sección: Sistemas de aspiración y sus repuestos





BOTONERAS PARA SILLONES FEDESA®

Botoneras para sillones Fedesa®

RUMAR

Descripción

Observaciones

<p>NUEVO</p>		<p>Botonera digital bandeja JS250 para sillones Fedesa®</p> <p>Ref.: FED-082A63 (Ref. Fedesa®: 082A63)</p>	
<p>NUEVO</p>		<p>Botonera soporte cánulas JS250 para sillones Fedesa®</p> <p>Ref.: FED-082A64 (Ref. Fedesa®: 082A64)</p>	
<p>NUEVO</p>		<p>Botonera bandeja Astral para sillones Fedesa®</p> <p>Ref.: FED-082A90 (Ref. Fedesa®: 082A90)</p>	
<p>NUEVO</p>		<p>Botonera digital soporte cánulas Astral para sillones Fedesa®</p> <p>Ref.: FED-082A91 (Ref. Fedesa®: 082A91)</p>	

OTRAS BOTONERAS FEDESA ¡CONSÚLTANOS!

VÁLVULAS, ELECTROVÁLVULAS Y OTROS PARA SILLONES FEDESA®

Válvulas, electroválvulas y otros para sillones Fedesa®

RUMAR

Descripción

Observaciones

NUEVO




Grupo distribuidor 3 instrumentos equipos Fedesa®

Ref.: **FED-317A04** (Ref. Fedesa®: 317A04)

Repuesto relacionado: VE-7031

NUEVO



Membrana bloque 3 instrumentos, **tipo DCI (Ref.: VE-703)**

Ref.: **VE-7031** (Ref. Fedesa®: 317A02)

Repuesto compatible con bloques FED-317A04 (Ref. Fedesa® 317A02) y relacionado con VE-703

NUEVO



Bloque 2 electroválvulas

Ref.: **FED-054A05** (Ref. Fedesa®: 054A05)

Voltaje: 24 V AC 50 Hz
Repuestos relacionados:
FED-237A12 y FED-237A03

NUEVO



Bobina 5VA

Ref.: **FED-237A14** (Ref. Fedesa®: 237A14)

Diámetro: 9 mm
Voltaje: 24 V AC
Repuesto para bloque Fedesa Ref.: 054A04

NUEVO



Bobina 7VA con núcleo

Ref.: **FED-237A03** (Ref. Fedesa®: 237A03)

Voltaje: 24 V AC
Repuesto para bloque Fedesa Ref.: 054A05

NUEVO



Núcleo + guía latón EV agua

Ref.: **FED-237A12** (Ref. Fedesa®: 237A12)

Repuesto para bloque Fedesa Ref.: 054A05

NUEVO



Conjunto 24 V AC

Ref.: **FED-054A04** (Ref. Fedesa®: 054A04)

Repuesto relacionado: FED-237A14

NUEVO



Placa conexión 28 con junta

Ref.: **FED-185A65** (Ref. Fedesa®: 185A65)



NUEVO



Filtro bronce

Ref.: **FED-275A09** (Ref. Fedesa®: 275A09)







PRÓXIMAMENTE NUEVAS REFERENCIAS ¡CONSÚLTANOS!

	Descripción	Observaciones
NUEVO	 <p>Muelle Fedesa®</p> <p>Ref.: FED-575A70</p>	
NUEVO	 <p>Muelle Fedesa®</p> <p>Ref.: FED-575A55</p>	











MUELLES PARA SILLONES FEDESA®

Muelles para sillones Fedesa®




RUMAR

	Descripción	Observaciones
NUEVO	 <p>Muelle Fedesa®</p> <p>Ref.: FED-440A01 (Ref. Fedesa®: 440A01)</p>	
NUEVO	 <p>Muelle Fedesa®</p> <p>Ref.: FED-440A03 (Ref. Fedesa®: 440A03)</p>	
NUEVO	 <p>Muelle Fedesa®</p> <p>Ref.: FED-440A05 (Ref. Fedesa®: 440A05)</p>	
NUEVO	 <p>Muelle Fedesa®</p> <p>Ref.: FED-440A06 (Ref. Fedesa®: 440A06)</p>	
NUEVO	 <p>Muelle Fedesa®</p> <p>Ref.: FED-440A09 (Ref. Fedesa®: 440A09)</p>	
NUEVO	 <p>Muelle Fedesa®</p> <p>Ref.: FED-440A13 (Ref. Fedesa®: 440A13)</p>	

PRÓXIMAMENTE NUEVAS REFERENCIAS ¡CONSÚLTANOS!

	Descripción	Observaciones
NUEVO	 <p>Muelle Fedesa®</p> <p>Ref.: FED-440A13-1 (Ref. Fedesa®: 440A13-1)</p>	
NUEVO	 <p>Muelle Fedesa®</p> <p>Ref.: FED-440A18 (Ref. Fedesa®: 440A18)</p>	
NUEVO	 <p>Muelle Fedesa®</p> <p>Ref.: FED-440A20 (Ref. Fedesa®: 440A20)</p>	
NUEVO	 <p>Muelle Fedesa®</p> <p>Ref.: FED-440A21 (Ref. Fedesa®: 440A21)</p>	
NUEVO	 <p>Muelle Fedesa®</p> <p>Ref.: FED-440A23 (Ref. Fedesa®: 440A23)</p>	
NUEVO	 <p>Muelle Fedesa®</p> <p>Ref.: FED-440A28 (Ref. Fedesa®: 440A28)</p>	
NUEVO	 <p>Muelle Fedesa®</p> <p>Ref.: FED-440A29 (Ref. Fedesa®: 440A29)</p>	
NUEVO	 <p>Muelle Fedesa®</p> <p>Ref.: FED-440A29-1 (Ref. Fedesa®: 440A29-1)</p>	
NUEVO	 <p>Muelle Fedesa®</p> <p>Ref.: FED-440A33 (Ref. Fedesa®: 440A33)</p>	
NUEVO	 <p>Muelle Fedesa®</p> <p>Ref.: FED-440A34 (Ref. Fedesa®: 440A34)</p>	

PRÓXIMAMENTE NUEVAS REFERENCIAS ¡CONSÚLTANOS!

	Descripción	Observaciones
NUEVO	 <p>Muelle Fedesa®</p> <p>Ref.: FED-440A38 (Ref. Fedesa®: 440A38)</p>	
NUEVO	 <p>Muelle Fedesa®</p> <p>Ref.: FED-440A39 (Ref. Fedesa®: 440A39)</p>	
NUEVO	 <p>Muelle Fedesa®</p> <p>Ref.: FED-440A41 (Ref. Fedesa®: 440A41)</p>	
NUEVO	 <p>Muelle Fedesa®</p> <p>Ref.: FED-440A64 (Ref. Fedesa®: 440A64)</p>	
NUEVO	 <p>Muelle Fedesa®</p> <p>Ref.: FED-440B06 (Ref. Fedesa®: 440B06)</p>	

MOTORES ELEVADORES PARA SILLONES FEDESA®

Motores elevadores para sillones Fedesa®

RUMAR







	Descripción	Observaciones
NUEVO	 <p>Motor subida Fedesa® SH80 IP40</p> <p>Ref.: FED-430A33</p>	

PRÓXIMAMENTE NUEVAS REFERENCIAS ¡CONSÚLTANOS!

VARIOS REPUESTOS PARA SILLONES FEDESA®

Varios repuestos para sillones Fedesa®

RUMAR

	Descripción	Observaciones
NUEVO	 <p>Apoya instrumentos bandeja Midway-2</p> <p>Ref.: FED-038A06 (Ref. Fedesa®: 038A06)</p>	
NUEVO	 <p>Brazo colibrí / pértiga Fedesa®</p> <p>Ref.: FED-520A51 (Ref. Fedesa®: 520A51)</p>	También montado en referencias: 4031B, 4027B, 4028B y 4029B)
NUEVO	 <p>Acoplamiento desagüe Fedesa® encimera escupidera</p> <p>Ref.: FED-2332C04 (Ref. Fedesa®: 2332C04)</p>	
NUEVO	 <p>Filtro sólido taza cestilla Fedesa®</p> <p>Ref.: FED-520A14 (Ref. Fedesa®: 520A14)</p>	
NUEVO	 <p>Cubre filtro sólido cestilla Fedesa®</p> <p>Ref.: FED-4002Z05 (Ref. Fedesa®: 4002Z05)</p>	
NUEVO	 <p>Portabandeja ranurado Fedesa®</p> <p>Ref.: FED-4014E05 (Ref. Fedesa®: 4014E05)</p>	

OTROS REPUESTOS FEDESA ¡CONSÚLTANOS!

PRÓXIMAMENTE NUEVAS REFERENCIAS ¡CONSÚLTANOS!

PISTONES PARA SILLONES FEDESA®

Pistones para sillones Fedesa®

RUMAR

	Descripción	Observaciones
NUEVO	 <p>Pistón para sillones Fedesa®, 350 N</p> <p>Ref.: FED-500A06</p>	
NUEVO	 <p>Pistón para sillones Fedesa®, 1500 N</p> <p>Ref.: FED-500A21 (Ref. Fedesa®: 500A21)</p>	
NUEVO	 <p>Imagen no disponible</p> <p>Pistón para sillones Fedesa®, 2700 N</p> <p>Ref.: FED-500A24 (Ref. Fedesa®: 500A24)</p>	
NUEVO	 <p>Pistón para sillones Fedesa®, 2100 N</p> <p>Ref.: FED-500A40 (Ref. Fedesa®: 500A40)</p>	
NUEVO	 <p>Pistón para sillones Fedesa®, 2500 N</p> <p>Ref.: FED-500A41 (Ref. Fedesa®: 500A41)</p>	
NUEVO	 <p>Pieza palanca pistones sillones Fedesa®</p> <p>Ref.: FED-0001</p>	
NUEVO	 <p>Cabeza disparo pistones para sillones Fedesa®</p> <p>Ref.: FED-0002</p>	Diámetro rosca: 10mm
NUEVO	 <p>Cabeza disparo pistones para sillones Fedesa®</p> <p>Ref.: FED-0003</p>	Diámetro rosca: 8mm