

Maribel Juárez

walud

Walud Market SL

Teléfono: 633 699 791
Camino de hormigueras 119 - 121
28031, Madrid

La r-evolución del modelo histórico lanzado en 1978 se materializa ahora en Linda Next.

Linda Next mantiene la promesa del concepto fundamental de Tecnodent "knee break". Las apreciadas características de compacidad, diseño esencial, sencillez y comodidad de uso son inconfundibles.

La dedicación a la investigación y el desarrollo continuos de nuevas tecnologías y materiales nos llevó a la adopción del sistema RIM (Moldeo por Inyección de Reacción).

El resultado es una combinación única de flexibilidad, resistencia y aspecto moderno, con una capacidad máxima de elevación de 300 Kg.

Uso extremadamente intuitivo mediante un único mando de pie con joystick.

Prestaciones superiores incluso en la versión básica, incluyendo sincronismo de respaldo y sección de piernas, con sección de pies automática extensible de PU; programas de trabajo automáticos, mesa, Trendelenburg, enjuague, última y cero posiciones; arranque y parada suaves y función SLOW MODE, para movimientos precisos.

La tapicería moldeada ancha, envolvente y delgada contribuye a realzar la imagen esbelta y la sensación de confort.

2 motores accesorios para el respaldo deslizante y el reposapiernas eléctrico son sólo dos de los diversos extras de

STANDARD Y CARACTERISTICAS
OPTIONALES

- Standard
- Opcional

				ECO.next	Linda next	Sting
	ELLE Fijo	•			•	
	ELLE/ELLE2 MOvil	•	•	•	•	•
	UNI/Light	•	•	•	•	•
	C95				•	•
	C2002				•	•
Cabezal	Altura respaldo motorizado	2009next			•	
	adjustment Narrow		Lux it	•		
	Large	•	•	•	•	•
	"T" shaped	•				
cubre	Brazoderecho	•	•	•	•	•
	Brazoizquierdo	•	•	•	•	•
Programas Respaldo	3 customizable programa (T2000 PCB)	•	•	•		
	Automaticos programs: Posicion del paciente, camilla, Trendelenburg				•	
	9 posiciones programables (3x profile)				•	
	Puesta a "zero" programa	•	•	•	•	•
	Programa de aclarado	•	•	•	•	•
Unit connection	Double side drilled upper body	•	•	•		•
	Brazo central fijo		•	•		
	Rotacion	•	•	•	•	•
	Rotation with central arm	•	•	•		•
	Soporte unidad	•	•	•	•	•
	Trendelenburg	•	•	•	•	•
	Knee-break legrest				•	
Independent legrest movement	•	•	•	•	•	
Function	Securities		•			
	Small integrated utility box	•		•		•
	Large integrated utility box	•	•	•	•	•
	Joystick	•	•	•	•	•
Control	Mobile foot control		•	•	•	•

HEADRESTS

Los reposacabezas manuales Tecnodent están disponibles en 4 modelos diferentes: ELLE FISSO, ELLE/ELLE2

MOBILE, UNI y Light. Cada reposacabezas se ha fabricado para satisfacer las necesidades de cada operario.

ELLE/ELLE2. ELLE/ELLE2 FISSO

tiene sólo el movimiento a lo largo de su eje vertical. ELLE/ELLE2 MOBILE es un reposacabezas anatómico, caracterizado por el movimiento de inclinación de la parte superior (doble articulación) para un correcto apoyo cervical.



ELLE/ELLE2



C95



C2002

Almohadas magnéticas. El tipo **ELLE/ELLE2**, tanto en versión fija como móvil, puede combinarse con la almohada magnética C95 o C2002. Cualquiera de las dos almohadas puede aplicarse directamente sobre el respaldo, para garantizar un mayor confort, independientemente de la altura del paciente.



UNI



Light

UNI y Light. Los reposacabezas **UNI y Light** son multiarticulados y permiten posicionar el reposacabezas a lo largo de 3 ejes.



LINDA NEXT STANDARD FEATURES

- Simetría total para profesionales diestros o zurdos;
- Elevación, descenso e inclinación del respaldo electromecánicos;
- Movimiento del respaldo sincronizado con la sección de las piernas;
- Sección de pies de PU extensible automáticamente;
- Movimiento Trendelenburg independiente;
- Programas automáticos incorporados para el posicionamiento del paciente: mesa, Trendelenburg, aclarado, última posición y posición cero;
- 3 perfiles de operador con 3 posiciones programables cada uno;

- Topes de seguridad en respaldo, reposapiernas y mandos;
- Función SLOW MODE para movimientos precisos;
- Capacidad máxima de elevación 300 Kg;
- 24 actuadores lineales de CC;
- Arranque y parada suaves;
- Mando con joystick;
- Reposacabezas ELLE FISSO;
- Tapicería moldeada estándar;
- Pintura RAL 9003;
- Diferentes colores de PU y tela.

LINDA NEXT - Opciones

- Regulación motorizada de la altura del respaldo
- Batería de reserva
- Almohada para niños
- Diferentes colores de pintura del sillón
- Diferentes reposacabezas disponibles según las necesidades específicas del tratamiento
- Soporte de unidad europeo o americano
- Control independiente de la sección de las piernas
- Mando a distancia IR
- Protección de los pies de la sección de las piernas
- Tapicerías de espuma suave con memoria o hechas a mano
- Rotación
- Placa estabilizadora
- Reposabrazos izquierdo y derecho giratorios
- Ruedas



Respaldo motorizado ajustable en altura

Reposabrazos giratorios

IR control remoto

Soft Foam

FICHA TECNICA

Altura Minima	mm	500
Altura Maxima	mm	875
Respaldo ajustable altura	mm	60
Reposabrazos giratorios	°	0°-90°
Anchura	mm	630
Length	mm	2000
Peso neto aproxim.	Kg	140
Peso maximo paciente	Kg	300
Velocidad elevacion	mm/sec	22
Trendelenburg	°	21,5°
Rotacion	°	325°
Clasificacion		I
Class		B