

Escáner intraoral

B Technoflux



Los pequeños detalles marcan las grandes diferencias

El escáner ideal para digitalizar desde las primeras visitas. Ligero, rápido y fácil de usar, perfecto para iniciarse en el flujo digital con una inversión mínima.

Rápido

Escanea una arcada completa en solo 30 segundos, optimizando el flujo de trabajo clínico y mejorando la experiencia del paciente desde el primer segundo.

Preciso

Con una precisión de hasta 10 micras, este escáner intraoral captura cada detalle con exactitud milimétrica, ideal para trabajos protésicos de alta exigencia.

Bulldier Function

Diseño y preparado de modelos zocalados listos para imprimir.



Ligero


Con solo 180 gramos de peso, este escáner es tan ligero que olvidarás que lo tienes en la mano.

Campo de visión extraordinario

Con dos tamaños de puntas intercambiables, un campo de visión de 18 mm de profundidad y captura fluida a 30 fps, este escáner ofrece precisión y versatilidad incluso en las zonas más difíciles de acceso.

Dos tamaños diferentes de puntas

Dos tipos de puntas de escaneo, estándar y mini, para satisfacer diversos escenarios de escaneo.



Tiempo de escaneo por arcada

30 segundos

Precisión del escaneo

10 μ m

Tamaño de la cámara

220 x 36 x 34mm

Peso

180 gramos

Tamaño de las puntas

Estándar: 20 mm x 17 mm
Mini: 17 mm x 14,5 mm

Profundidad de campo

0-18 mm

Fuente de luz

LED

Tamaño de la ventana

17mm x 15mm

FPS

30