

Unidad dental

V1

B Technoflux

El sillón dental Technoflux V1 ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo, comodidad para el paciente y facilidad de uso para el equipo odontológico.

Su configuración estándar incluye todos los elementos esenciales para una clínica dental completa y moderna.

Comodidad y funcionalidad para el paciente:

- Sillón con tapicería ergonómica y reposacabezas doble articulado.
- Sistema de motor T-Motion para movimientos suaves y posiciones memorizables.
- Escupidera cerámica movable 90° para mayor comodidad.
- Sistema de agua destilada y desinfección con calentador integrado.



El equipo dental que
une ingeniería sólida,
diseño y rentabilidad

El equipo está construido sobre una estructura completamente metálica, sin plásticos en zonas de carga o ensamblaje. Esto garantiza mayor durabilidad, estabilidad y resistencia al desgaste, incluso con un uso intensivo. El diseño es moderno, compacto y ergonómico, pensado para integrarse con facilidad en cualquier entorno clínico sin sacrificar estética ni funcionalidad.

Lámpara LED con sensor táctil

Control desde panel o sensor directo, y distintos tonos de luz para optimizar la visibilidad clínica. Regulable en intensidad de 7.500 a 90.000 lux. Incluye luz compo save



Elemento auxiliar completo con:

Jeringa triple.
Dos mangueras para aspiración central húmeda con válvula de selección.



Pedal incluido

Pedal tipo joystick con memorias integradas, que permite un control suave, preciso y cómodo de todos los movimientos



Elemento odontólogo estándar con 5 instrumentos

Jeringa triple con conexión a manguera.
Ultrasonidos con luz Led
Tres salidas neumáticas (2 turbinas y micromotor)

