



La elección de millones de dentistas en el mundo

# UDS-P & UDS-P LED

El **UDS-P** es un ultrasonidos piezoeléctrico de sobremesa diseñado para la realización de tratamientos de profilaxis dental, periodoncia y endodoncia. Su sencillez es su fortaleza. La retroalimentación automática y la potencia de salida constante dotan al dispositivo de una eficacia excepcional.

Tres programas **Profilaxis (G)**, **Periodoncia (P)** y **Endodoncia (E)**, fácilmente programable gracias a su cómodo display que permite su uso incluso con guantes mojados

Scaling

Perio

Endo

**Conexión manguera:** Tipo EMS®

**Sistema rosca punta:** Tipo EMS®

**Frecuencia de trabajo:** 25.000 - 31.000 Hz

**Ampliación de movimiento:** 100 µm

Con luz LED



Sin luz



Suministro de agua **RED\***

\*Requiere una toma de agua de red de 0,1-5 bar



E1



2x G1



G2



G4



P1



Limas NiTi K #15, #20, #25 y #30



Guilin Woodpecker Medical Instrument Co.,Ltd.  
Information Industrial Park, Guilin National High-Tech  
Zone, Guilin, Guangxi, 541004 P.R. China



**Impotador mayorista Woodpecker / DTE para España y Portugal**  
**RUMAR Cedeira S.L.**

C. del Obispo Golfín, 11, Bajo A, 28430 Alpedrete, Madrid  
Tlfno.: 91 849 01 04  
Tlfno. móvil / WhatsApp: +34 626 327 863

RUMAR garantiza el servicio postventa de este producto a través  
de los distribuidores / servicios técnicos colaboradores.

**¡Siempre en stock! Entrega en 24 horas**

**Este documento es propiedad de RUMAR Cedeira S.L.**

Su uso y reproducción están estrictamente prohibidos sin el consentimiento previo y por escrito del propietario.