

FICHA PRODUCTO

Eyectores de saliva flexible

VE32502



Información general:

Aspirador de saliva desechable de PVC, con hilo metálico cobreado incorporado, plegable.

Características:

- Eyector de saliva flexible con capuchón extraíble.
- Diámetro: Ø 6,5 mm – Longitud: 15 cm.
- Color transparente.

Información sobre la seguridad:

No volver a utilizar, la reutilización puede causar infecciones agudas o crónicas en el paciente. Mantener limpio el ambiente donde se almacena los dispositivos y adoptar un procedimiento correcto de higiene en su manipulación. Compruebe el cierre de la tapa antes del uso.

Condiciones de almacenamiento:

Conservar a temperatura ambiente, en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor.

Vida útil:

No hay fecha de vencimiento.

Envase:

Envase de 100 unidades.

