

BADER.

bader.es



Tu futuro
lo eliges tú

Dental

KIT

Professional Handpieces



BADER.

La primera DECISIÓN

Puede ser
sencilla

Además
incluyen:



Garantía hasta
Fin de Estudios



Revisión Gratuita
cada Fin de curso



Rotatorios Complacent

Mejor diseño
Mayor vida útil

Más fácil de desmontar, lubricar y
mantener. Sólo con un giro de mano

Micromotor Newmatic
Mantiene las RPM exactas durante el procedimiento
Neumático / Irrigación interna / Conexión Midwest / <62db

Contra-ángulo Complacent
Con Luz LED Autogenerada en el Kit D'lux / Transmisión 1:1 / <61db

Pieza de mano Complacent
Transmisión 1 : 1 / <61db

KIT D'LUX

Turbina Forcesilence con Acople

+ Rotatorios Complacent



Ref.0605800

Multiflex
Acople Rápido
4 agujeros

Antes ~~1.369€~~

Ahora 😊 **759€**

La turbina cuenta con luz Led alimentada directamente de la instalación eléctrica de la unidad, ofreciendo luz estable durante toda la práctica. Para mantener la temperatura adecuada durante el tratamiento, el Spray cuádruple dirige agua y aire hacia la fresa. 330.000 rpm / <60 db

El Acople Multiflex permite conectar y cambiar tu turbina en un solo clic. Se le llama "Acople rápido".

Ventajas: mayor rapidez en los cambios y en la esterilización. Te permite girar la turbina sobre sí misma, reduciendo la fatiga en la mano al cambiar de postura. El acople tiene luz led autogenerada para usar en equipos sin instalación eléctrica.

KIT MASTERS

Turbina Ledultimate

+ Rotatorios Complacent



Ref.0604100

Midwest
Conexión Directa
4 agujeros

Antes ~~1.209€~~

Ahora 😊 **679€**

El modelo Ledultimate incluye también el spray cuádruple para no dañar la dentina durante el tratamiento, y está acompañado por luz led autogenerada; es decir: la intensidad de luz depende del flujo de aire generado, al no depender de si el equipo cuenta o no con una instalación eléctrica. 330.000 rpm / <60 db

Conexión directa Midwest significa: Conectado directamente a la manguera e implica enroscar y desenroscar según los cambios.

Ventajas: Permite tener luz LED en cualquier unidad dental, incluso en las más antiguas que no cuentan con preinstalación en las mangueras.



Rotatorios Smart Line

Todo lo necesario para empezar

Una solución práctica para estudiantes que buscan funcionalidad

- Micromotor Smart Line**
Neumático / Irrigación interna / Conexión Midwest / <63db
- Contra-ángulo Smart Line**
Transmisión 1 : 1 / <62db
- Pieza de mano Smart Line**
Transmisión 1 : 1 / <60db

KIT NEO

Turbina Forcesilence con Acople
+ Rotatorios Smart Line



Ref.0605300

Multiflex
Acople Rápido
4 agujeros

Antes ~~889€~~

Ahora 😊 **599€**

Si valoras la agilidad. Cambios rápidos, mayor libertad de movimiento y una forma de trabajar más dinámica desde las primeras prácticas. Te recomendaría el Kit Neo, si buscas flexibilidad/precio

Los puntos clave:

- Turbina Forcesilence: conexión Multiflex /<60 db / luz led alimentada / 330.000 rpm / Spray cuádruple
- Cambio de turbina en un "clic"
- Acople con giro de 360° para mejorar la ergonomía
- Luz LED autogenerada integrada en el acople, compatible hasta con equipos sin instalación eléctrica
- Inversión contenida

KIT 4MATIC

Turbina Ledultimate
+ Rotatorios Smart Line



Ref.0604900

Midwest
Conexión Directa
4 agujeros

Antes ~~879€~~

Ahora 😊 **499€**

Si buscas la sencillez. Una conexión directa, compatible con cualquier unidad y lista para trabajar desde el primer momento. Ser el DentalKit más vendido lo avala

Los puntos clave:

- Turbina Ledultimate: conexión Midwest /<60 db / 330.000 rpm / Spray cuádruple
- Luz LED autogenerada en la turbina, para trabajar incluso en unidades sin preinstalación eléctrica
- Menor número de componentes, un producto sencillo y compacto
- Conexión directa a la manguera mediante rosca
- Nuestro producto más vendido

KIT SMART

Turbina Eco Air Torque
+ Rotatorios Smart Line



Ref.0603100

Midwest
Conexión Directa
4 agujeros

Antes ~~659€~~

Ahora 😊 **399€**

Necesita comenzar las prácticas y gastar lo mínimo. El Kit Smart cuenta con lo básico: Turbina con conexión Midwest, la más compatible. Y un Spray simple con 3 orificios

Los puntos clave:

- Sólo para uso académico
- La opción más económica
- Turbina Eco Air Torque: conexión Midwest / 330.000 rpm / Spray simple / Sin Iluminación

Esenciales Prácticas

Material de supervivencia ODONTO.

Primeros Pasos

Kit primera
exploración
Ref. 17/0000 | 8,99€

Jeringa para anestesia
Ref. 17/4059 | 36,90€

Vasos Dappen Silicona
Ref. 11/039 | 6,88€

Para Endodoncias

Set de Dientes para:
Pulpotomía AK6 x4
Ref. 0905106 | 42,26€

Fresero endo-implante
Ref. 11/024 | 17,05€

Posicionador
Radiográfico
Ref. 11/018 | 93,45€

Regla calibrada
Gutapercha
Ref. 11/036 | 27,45€

Espanjoso porta limas
Ref. 11/021 | 6,88€

Set de dientes transparentes
Ref. 0905128 | 19,95€

Para Ortodoncias

Alicate Weingart
Ref. 1225 | 57,75€

Estrella
posicionadora
de brackets
Ref. 5/397 | 9,99€

Prótesis e Impresión

1º tomar el modelo con una
Cubeta desechable de Bader
x10 Uds. Todas las medidas
Ref. 540001 - 540010 | 7,99€

2º Vaciado y preparación
de modelos

Taza de silicona XL
Ref. 090620 | 3,59€

Usa el cuchillo
y corta el yeso
Ref. 9/001 | 4,99€

Usa la espátula
para remover
Para Cemento doble
Ref. 17/12005 | 4,99€
Para Yeso de 24cm
Ref. 9/002 | 4,99€
Para Cera
Ref. 9/005 | 4,99€

Rellena los zocaladores
Ref. 090614 | 7,90€

+ Cubetas Rim Lock
Ref. 820000 | 53,96€

3º Coloca el molde y
consigue el balance
oclusal con:
Articulador
balanceado
Ref. 0905023 | 45€

4º Asegura que la prótesis
encaje a la primera con:
Calibrador Boley
Ref. 9/025 | 15,99€

5º Esculpe, corta y dar
forma a la cera sobre un
modelo de yeso con:
Tallador Lecrom
Ref. 17/12004-1 | 4,99€

Periodoncia y Cirugía bucal

Kit 10 Forceps
Ref. B0000 | 179€

Instrumental
si quieres hacer cirugía

Separador Minnesota 14
Ref. 17/4060 | 8,90€
Separador Langenbeck
Ref. 17/4047 | 19,29€

Periostótomo Molt
Ref. 17/4020 | 8,35€
Cureta Lucas de 2/3mm
Ref. 17/4028-1 | 7,99€
Ref. 17/4028-2 | 10,03€

Antes de practicar con pacientes

Comienza con estos:

Mango de Bisturí N°3
Ref. 17/4014-1 | 2,99€
Castroviejo porta agujas
Ref. 17/4040 | 39€
Tijeras suturas
Ref. 17/4045 | 5,24€

Te ofrecemos:
2 modelos de
prácticas de sutura

Siliconado
Ref. 0905124 | 39€
Espuma
Ref. 0904000 | 11€

Operatoria y Odontología conservadora

Kit Espátulas Composite x6
Ref. 17/4004 | 79€

Bruñidor Doble Hueco
Ref. 17/4003 | 5,99€

Matrices Metal
Spring Clip
Ref. 1310 | 20,99€

Puedes completar con:
Portamatrices Universal
Ref. 10/005 | 5,78€

Kit de matrices 100 Uds.
+ 2 clamps
Ref. 1398 | 69€

Para restauraciones clase II
Anillo para matrices
seccionales
Ref. 1299 | 51,56€

Pulido del composite

Si buscas rapidez:
Kit Pulidores Composite
Ciclos Espiral x6
Ref. 1025 | 39€

Un sistema clásico:
Kit Pulidores Composite
Esterilizable
Ref. 1021 | 29€

Por si acaso:
Mandril universal
para discos de pulido
Ref. 1121 | 9,58€

DENTAL TRAINING

Formación - Fantomas

Simulación Avanzada

Fantoma Maniquí completo
Ref. 0904007-2 | 1199€
Tipodonto tipo Frasco® AG-3
Compatible: Frasco® ANA-4
Base mandibular magnética

Versión: Anclaje a Mesa
Ref. 0904011 | 1199€
Incluye: Tipodonto AG-3
Compatibilidad total



¿Cómo elegir el tipodonto correcto?

Por Compatibilidad de anclaje a fantoma:
¿Cuál usan en el preclínico?
Compatible para: Frasco®, Nissin®, Kavo®...



Por Conexión:
¿Con Articulador o sin articulador?

Por Modelo: Según la práctica: Estándar Adulto (Ej. AG-3, ANA-4), Infantil/Especialidad: Periodoncia, Ortodoncia, Endodoncia...

Tipodonto con articulador tipo:
Frasco® AG-3
Ref. 0905100 | 169€
32 dientes atornillables

Sin articulador
Ref. 0905000 | 139€

Simulación Intermedia

Fantoma completo Simplicity
Ref. 0904006 | 499€
Incluye Tipodonto adulto tipo:
Nissin® y Columbia®
Compatible: Frasco®

Simulación BÁSICA

Fantoma modelo práctica
Ref. 0904004 | 109€
Opción a elegir con:
tipodonto adulto (32 dientes)
o odontopediátrico Nissin® (24 dientes)
Boca + articulador

Versión: anclaje a sillón
Ref. 0904010 | 290€
Con las mismas opciones
de elección de tipodonto




Dientes de Reposición por tipodonto a 65€
0905000-6 (ANA-4)
0905000-1 (AG-3)
0905000-10 (AK-6)
0905000-4 (Nissin®)

+ Modelos

Tipodonto odontopediátrico tipo:
Frasco® - modelo AK6
Ref. 0905000-8PB | 115€
24 dientes atornillables

Tipodonto con articulador Odontopediátrico Tipo Nissin®
Ref. 0905000-3 | 136€
24 dientes atornillables



Tipodonto tipo:
Frasco® ANA-4
Ref. 0905000-5 | 139€
28 dientes atornillables

Tipodonto con articulador para adultos tipo:
Nissin® / Columbia 860®
Ref. 0905000-9 | 119€
32 dientes atornillables

BADER.

Consulta + Kits

DentalKIT Soluciones para la formación



Completa con FRESAS



Composición de los kits Bader:

Maletín con Rotatorios
Boquillas lubricación
Spray lubricante
Mochila



Activa tu GARANTÍA

+10 Años fabricando tus kits de Rotatorios



Garantía hasta Fin de Estudios



Revisión Gratuita cada Fin de curso

Las soluciones dentales Bader para la formación del alumnado, cumple con estrictos estándares de fabricación de la Unión Europea: **Certificado Europeo (CE), declaración de conformidad europea y registro español.** En vigencia y a disposición del consumidor.

pedidos@bader.es
Telf. (Es) +34 986 190 307
Telf. (Pt) +351 211 156 082

Bader Europe Group SL
Porto do Molle, Rua Madanela
Nave 3D - 36350 - Nigrán (Spain)

El producto y/o las imágenes pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.

PRECIOS SIN IVA válidos salvo error tipográfico, modificables sin previo aviso.