

# AUTOCLAVES CLASE B

## APARATOLOGÍA DENTAL

**8 LITROS**

Ref. 09070062

**PVP 2590€**



**12 LITROS**

Ref. 09070063

**PVP 2690€**



**18 LITROS**

Ref. 09070064

**PVP 2890€**



**22 LITROS**

Ref. 09070065

**PVP 3350€**



Los **autoclaves BADER®** son esterilizadores de vapor de tipo automático con un manejo muy sencillo. Los parámetros del programa de esterilización son reflejados en una  **pantalla automática digital**. Si hubiese algún problema, el autoclave dispone de una  **alarma** que se activa automáticamente. En caso de que hubiera una subida o bajada de presión se corta la conexión eléctrica con el fin de garantizar la seguridad de nuestros cliente. Dentro del autoclave hay un  **tanque de aguas residuales** para recoger los desechos y vapores para que no contaminen las tuberías internas. Todos los modelos tienen las mismas características e incluyen  **conexión USB**.

**La mejor calidad, al mejor precio del mercado. BADER, A TU LADO Y DE TU LADO.**

**BADER®**

2 años de garantía. Este producto cumple con la Normativa Europea EN 13060 que regula los esterilizadores de vapor de agua.

Parque Empresarial Porto do Molle. Rúa da Madanela, Nave 3D · 36350 · Nigrán (Pontevedra) España  
www.bader.es · info@bader.es · +34 986 190 307