

DATA SHEET

BADER®

CÁMARA INTRAORAL CONEXIÓN VGA

Ref. 09070024

Las imágenes se transmiten a un receptor de vídeo que se conecta a un monitor.

CLASIFICACIÓN SEGÚN DIRECTIVA 93/42:

Producto sanitario Clase II a.

CARACTERÍSTICAS:

Output:	VGA/Video/S-Video.
Resolución:	1.0 Mega Pixels.
Iluminación:	6 LED Alta Luminosidad (5600K).
Sensor de Imagen (Input):	1/4"
Botón on/off:	SI
Punto de acumulación:	3mm~50mm.
Ángulo de visión:	105º grados.
Almacenamiento:	2 GB
Tarjeta mini-SD	Incluída.
Material:	PVC
Peso:	0,55 kg.
Ihalámbrica:	SI
Indicador de carga:	SI
Conexión:	VGA
Wireless:	SI
Color:	Blanco
Certificación:	CE

