

<b>MAGNOLIA s.r.l.</b> LABORATORIO	<b>FICHA DE PRODUCTO</b>	ST-04 REV. 7	
		fecha	30/04/2013
		PAG.	1 di 2

<b>ECO-JET 1 spray</b>		
<b>FINALIDAD DE USO</b>	DESINFECTANTE SPRAY DE ALTO NIVEL PARA SUPERFICIES	
<b>NORMAS LEGALES APLICABLES AL PRODUCTO</b>	Reg. CE 1272/2008 ETICH. P.P. e S.M.I.	
	DIR. 93/42/CE e S.M.I.	
	UNICEI EN ISO 14971:2012 APLICACION GEST. RISCHI e S.M.I.	
	CEI UNI EN ISO 15223-1 2012 SIMBOLOS GRAFI. e S.M.I.	
	Dlgs 81/2008 PROTECCION DE LA SALUD e S.M.I.	
	UNI EN ISO 13485:2012 REQUISITOS e S.M.I.	
<b>TEST DI EFFICACIA UFFICIALICE</b>	<b>UNI EN 13697</b> – EFICACIA BACTERICIDA <b>UNI EN 13697</b> – EFICACIA FUNGICIDA <b>UNI EN 14476</b> – EFICACIA VIRUCIDA <b>UNI EN 14348</b> - EFFICACIA TUBERCULOCIDA /MICOBACTERIANA	
<b>COMPOSICION QUIMICA</b>	0,6% Plurasolv PnB (Propil Glic.N-butil Etere) 1,12% Bardac 22 - Lonza (DDCA 50%) 0,05% SILIC. SE 9 (Si es necesario)	
<b>CARACTERISTICAS QUIMICO-FISICO</b>	10% Etanol 0,1% Ac. Citrico/Citrato q.b. a pH 7 0,1 % Aromas a flores	
	PH (tq)	5 ± 1
	DENSIDAD A 20°C (g/cm <sup>3</sup> )	0,983 ± 0,005
	ASPECTO Y COLOR	LIQUIDO INCOLORO
	OLOR	Perfume florido
	PUNTO DE EBLLICION	n.d.
	INDICE DE REFRACCIÓN (R.I.)	1,340 ± 0,005
	SOLUBILIDAD	Soluble completa
<b>RENDIMINETO</b>	EFICACIA EN CONTRA DE : - BACTERIAS (STAPHYLOCOCCUS AUREUS , PSEUDOMONAS AEUROGINOSA , ENTEROCOCCUS HIRAE, ESCHERICHIA COLI) , Y - HONGOS (CANDIDA ALBICANS, ASPERGILLUS. NIGER) - VIRUS (HEPATITIS B VIRUS, HEPATITIS C VIRUS, VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA) - MICROBACTERIA (MYCOBACTERIUM TERRAE E MYCOBACTERIUM AVIUM)	
<b>MODO DE USO</b>	<b>SOLUCIÓN SPRAY LISTA PARA EL USO Y FROTAMIENTO</b>	
<b>CADUCIDAD</b>	<b>5 AÑOS DE LA PRODUCCION (DE LA CONFECCION ORIGINAL)</b>	
<b>CONDICIONES CONSERVACION</b>	<b>PROTEGER DE LA LUZ DIRECTA-</b>	
<b>INFLAMABLE</b>	<b>&gt; 60°C</b>	

MAGNOLIA s.r.l. LABORATORIO	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	ST-04 REV. 7	
		fecha	30/04/2013
		PAG.	2 di 2

ETIQUETA DE PELIGROSIDAD	//	
ETIQUETADO DE PELIGRO	//	
BIODEGRABILIDAD DE COMPONENTES	TODOS LOS COMPONENTES SON "FACILMENTE BIODEGRADABLES"	
CONFECCIÓN DEL ENVASE PRIMARIO	Características embalaje	BOTELLA PE DA 500 ML
	Forma	ERGONOMICA
	Peso (botella vacia) (g)	52 (con tapa y rosca) + 22 (pulverizadores)
	Peso (contenido) (g)	491
	Etiqueta	PE, Frontal y posterior de 2 gramos aprox.
CONFECCION DE EMPAQUETADO DE CAJA	Características de embalaj	Carton ondulado impreso a cuatro colores con asa
	Dimensiones de carton	205 X 110 X 230
	contenido	4 botellas de 500 ML + 1 pulverizador
	Peso Total (kg)	0,168 + (0,544)X4 +0,022 = 2,366
<b>FICHA DE PALETIZACION</b>		
1°-3°-5° CAPA (35 CAJAS POR CAPA)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15					
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35

2°- 4°STRATO (35 CARTONI PER STRATO)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25					
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35



**Approvazione del Sistema Completo di  
Garanzia di Qualità**  
***Full quality assurance system approval***

Certificato N. **0425 – MED – 003241-00**  
Certificate No.

Secondo l'allegato II, escluso (4) della Direttiva Europea 93/42/CEE (recepita con il Dlg n. 46 del 24.02.97)  
According to Annex II, excluding (4) of EC Directive 93/42/CEE (as transposed into Dlg n. 46 issued on 24.02.97)

ORGANISMO NOTIFICATO / NOTIFIED BODY

**ICIM S.p.A. - Identification number: 0425**  
Piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - ITALY

VISTO L'ESITO DELLE VERIFICHE CONDOTTE IN CONFORMITÀ ALL'ALLEGATO II ESCLUSO (4) DELLA DIRETTIVA EUROPEA 93/42/CEE DICHIARA CHE IL SISTEMA COMPLETO DI GARANZIA DELLA QUALITÀ ATTUATO DA:  
ON THE BASIS OF THE ASSESSMENT PERFORMED ACCORDING TO ANNEX II EXCLUDING (4) OF EC DIRECTIVE 93/42/CEE DECLARES THAT THE FULL QUALITY ASSURANCE SYSTEM ENFORCED BY:

**MAGNOLIA SRL**

Sede Legale: Via G. Natta, 6/a - 43122 Parma (PR) – Italia  
Unità Operativa: Via B. Franklin, 31/A 43122 Parma (PR) – Italia

PER I SEGUENTI TIPI DI PRODOTTI, PROCESSI, SERVIZI  
FOR THE FOLLOWING KINDS OF PRODUCTS, PROCESSES, SERVICES

**Disinfettanti per dispositivi dentali.**

***Disinfectants for dental devices.***

È CONFORME AI REQUISITI / IS IN COMPLIANCE WITH REQUIREMENTS

**Allegato II ESCLUSO (4) della Direttiva Europea 93/42/CEE**  
**Annex II EXCLUDING (4) of EC Directive 93/42/CEE**

Per l'identificazione dei modelli di prodotto vedere l'Allegato / For identification of the model type see Annex

Il presente Certificato è da ritenersi valido solo se accompagnato dal relativo Allegato / This Certificate is valid only with the relative Annex

**ICIM S.p.A.**

PRIMA EMISSIONE  
FIRST ISSUE

**21/11/2017**

EMISSIONE CORRENTE  
CURRENT ISSUE

**21/11/2017**

DATA DI SCADENZA  
EXPIRING DATE

**20/11/2022**



**Approvazione del Sistema Completo di  
Garanzia di Qualità**  
***Full quality assurance system approval***

ALLEGATO AL / ANNEX TO

Certificato N.  
*Certificate No.* **0425 – MED – 003241-00**

Secondo l'allegato II, escluso (4) della Direttiva Europea 93/42/CEE (recepita con il Dlg n. 46 del 24.02.97)  
*According to Annex II, excluding (4) of EC Directive 93/42/CEE (as transposed into Dlg n. 46 issued on 24.02.97)*

**IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIE E MODELLI**  
IDENTIFICATION OF THE MODEL/TYPE

**Disinfettanti per dispositivi dentali cl. IIa**  
*Disinfectants for dental devices cl. IIa*

Prodotto <i>Product</i>
Puli Jet Pus New Puli Jet Gentle Antischiumogeno disinfettante Eco Jet 1 Spray Eco Jet 1 Spray ricarica Eco Jet 1 Tissue Aqua Plus

**Disinfettanti per dispositivi dentali cl. IIb**  
*Disinfectants for dental devices cl. IIb*

Prodotto <i>Product</i>
Fast & Steril Fast & Steril 3 Impronte

**ICIM S.p.A.**

PRIMA EMISSIONE  
*FIRST ISSUE*  
**21/11/2017**

EMISSIONE CORRENTE  
*CURRENT ISSUE*  
**21/11/2017**

DATA DI SCADENZA  
*EXPIRING DATE*  
**20/11/2022**