

Ligaduras elásticas


Las ligaduras elásticas de Medicaline están fabricadas para obtener el mejor rendimiento en los tratamientos de ortodoncia, gracias a que mantiene su elasticidad y fuerza. También se ha mejorado la calidad del material para que el color se mantenga intacto durante el tiempo que permanece en boca.

Confort del paciente:

- Fabricados en poliuretano termoplástico de grado médico.
- Libre de látex.
- Resistentes al desgarro, la decoloración, el crecimiento bacteriano y la absorción de agua.
- Amplio rango de colores.

Facilidad de manejo:

- Polímero de memoria avanzada.
- Óptima elasticidad.

Surtidos				
Natural		1008 unidades	ML96500	
Spring		1008 unidades	ML96501	
Clear	Transparente	Perla	1008 unidades	ML96502
Reposiciones				
Silver	Plata	1008 unidades	ML96503	
Clear	Transparente		ML96504	

