Aspir Comp

La solución de calidad

2 en 1

Sistema compuesto por compresor y motor de aspiración



mgf®
COMPRESSORS

NUEVAS TORRES COMBINADAS

Aspir Comp MGF® Compressors

Aspir Comp es un sistema tecnológico y modular que redefine la eficiencia en el entorno dental. Al integrar un compresor con secador de alto rendimiento y un sistema de aspiración de vanguardia, Aspir Comp ofrece una solución "todo en uno" donde conviven **potencia y durabilidad en un diseño silencioso y compacto.**

La línea Aspir Comp ofrece **soluciones para cualquier requerimiento**: puede alimentar de 1 a 4 unidades dentales, equipados con aspiración semihúmeda y compresores con secador de aire.

Diseño armónico y funcional

Diseñado para integrarse en total armonía con su mobiliario. Su estructura modular permite extraer el compresor y el sistema de aspiración de forma ágil, situando todos los componentes clave al frente para un mantenimiento inmediato y sin complicaciones. Su sistema de ruedas garantiza una libertad de manejo y facilita una higiene profunda del espacio.

Excelente sistema de refrigeración

Sistema de ventilación compuesto por dos sistemas de refrigeración independientes: uno para el compresor y otro para la aspiración.



Instalación sencilla

Aspir Comp es fácil de instalar gracias al sistema Plug & Play y a la ubicación de la salida de los conductos situada en la parte inferior de la caja insonorizadora.



ECO II+

Garantía de 24 + 12 meses*

*Tras registar producto.

Disponible con separador de amalgama

El sistema por decantación garantiza una tasa de separación de la amalgama del 99,38 %, soportando picos de hasta 2,7 l/min.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



	Aspir Comp 1 Genesi + EXCOM Hybrid 1S sin separador de amalgama 1 2	Aspir Comp 1 Genesi + EXCOM Hybrid 1S con separador de amalgama ECO II+ 1 2	Aspir Comp 2 Prime 2 + EXCOM Hybrid 2 sin separador de amalgama 2 3	Aspir Comp 2 Prime 2 + EXCOM Hybrid 2 con separador de amalgama ECO II+ 2 3	Aspir Comp 3 Prime 3 + EXCOM Hybrid 5 sin separador de amalgama 3 4	Aspir Comp 3 Prime 3 + EXCOM Hybrid 5 con separador de amalgama ECO II+ 3 4
Referencia	98-DAC150024MC	98-DAC150024MCSA	98-PRAC200040MC	98-PRAC200040MCSA	98-PRAC300040MC	98-PRAC300040MCSA
Voltaje	230 V AC				230 V AC / 400 V AC	
Frecuencia	50 / 60 Hz					
Potencia compresor	1,1 kW		1,5 kW		2,2 kW	
Volumen aspiración	1.100 L/min		1.450 / 1.750 L/min		2.000 / 2.400 L/min	
Caudal compresor	135 L/min		152 L/min		225 L/min	
Zona presión negativa regulada	120 / 140 mbar		180 mbar		180 mbar	
Tasa de separación	-	99,38 %	-	99,38 %	-	99,38 %
Capacidad	24 L		40 L		40 L	
Nivel sonoro	52 dB		55 dB		55 dB	
Peso	112 Kg	113,7 Kg	132 Kg	133,7 Kg	137 Kg	138,7 Kg
Dimensiones (An x P x Al)	53 x 50 x 130 cm		49 x 75 x 155 cm		49 x 75 x 155 cm	
Garantía	24 + 12 meses tras registrar producto.					

MGF Compressors s.r.l.
Via Pascoli 15. 20081 Abbiategrasso (MI)
Italy

Su distribuidor de confianza

RUMAR mayorista dental

Importador mayorista MGF Compressors para España y Portugal
RUMAR Cedeira S.L.
C. del Obispo Golfín, 11, Bajo A, 28430 Alpedrete, Madrid
Tlfno.: 91 849 01 04
Tlfno. móvil / Whatsapp: +34 626 327 863